

Lieferadresse:
 Bodenseestraße 25
 83059 Kolbermoor
 Tel.: +49 (0)8031-2068044
 Fax: +49 (0)8031-2069215
 info@hernik.de • www.hernik.de

Firmensitz:
 Partenhauserweg 14
 81369 München
 Tel.: +49 (0)89-7144176
 Fax: +49 (0)89-78069309

Absender / Versandadresse

Kom.:

- Bestellung**
- Kostenvoranschlag**

Anatomic Flex

verstellbare Modul-Sitzschale aus Alu

Einkaufspreise zuzüglich ges. MwSt.

Stand: 2011


Beschreibung:

- dreidimensional verstellbare Modul-Sitzschale aus Aluminium für den Sanitätsfachhandel (6teilig)
- physiologischer Drehpunkt
- integrierte Gurtdurchführung im Sitz- und Rückenteil
- Beschichtung: silber
- Lieferung erfolgt MONTIERT!
- Abduktion unabhängig von gewählter Sitzbreite EINSTELLBAR
- Hüftbeugewinkel mittels Schraube stufenlos einstellbar
- leichtes Gewicht durch angepasste Materialstärke (Gr. 1 - 2: 2,5 mm; Gr. 3 - 6: 3,0 mm; Gr. 7 - 8: 4,0 mm)
- effizienteres Arbeiten durch Verwendung von Gewinde-Einpressmuttern

Maße & Größen

ACHTUNG:

alle Maße sind Blechmaße, ohne Polsterung!



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Gr.	Artikelnummer	Sitztiefe (a)	Sitzbreite (Becken) (b1)	Sitzbreite (Knie) (b2)	Rückenhöhe (c)	Höhe phys. Drehpunkts (d)	Höhe lat. Führung (e1 / e2)
■ ①	700410	19 - 23	22 - 30	22 - 33	32 - 37	10	6,5 / 12
■ ②	700420	23 - 27	26 - 32	26 - 35	37 - 42	10	6,5 / 12
■ ③	700430	27 - 32	23 - 34	23 - 38	41 - 47	11	9 / 14
■ ④	700440	32 - 37	29 - 40	29 - 44	46 - 52	11	9 / 14
■ ⑤	700450	37 - 42	35 - 46	35 - 50	51 - 57	11	9 / 14
■ ⑥	700460	42 - 47	41 - 52	41 - 56	56 - 62	12	11,5 / 16
■ ⑦	700470	47 - 52	46 - 57	46 - 61	61 - 67	12	11,5 / 16
■ ⑧	700480	52 - 57	53 - 64	53 - 68	66 - 72	12	11,5 / 16


beliebige Kombination: Sitzteil Gr. _____ und Rückenteil Gr. _____
 - Unter Berücksichtigung der Sitzbreite! - (700510)

ohne Beschichtung (700515)

Anbauteile

Thoraxpelotten, Paar, beschichtet (Silber), inkl. Einpressmuttern


- Gr. 1 (700541)
- Gr. 2 (700542)
- Gr. 3 (700543)



Gr.	Artikelnummer	Pelottenhöhe (a)	Pelottentiefe (b)
①	700541	9	13
②	700542	11	17
③	700543	13,5	20

Verlängerungen für laterale Führung, Paar, beschichtet (Silber)


- Gr. 1 (geeignet für Gr. 1 - 2) (700551)
- Gr. 2 (geeignet für Gr. 3 - 5) (700552)
- Gr. 3 (geeignet für Gr. 6 - 8) (700553)




Gr.	Artikelnummer	Höhe (a)	Tiefe (b)
①	700551	12	7
②	700552	14	11
③	700553	16	13,5

Rückenwinkelverstellung


Frei beweglich, bzw. mittels Schraube links & rechts fixierbar (700520)



Stufenlos verstellbar* per Teleskop (700521)



Stufenlos verstellbar* per Gasdruckfeder (700522)



DYNAMISCH* per offener, nicht fixierbarer Gasdruckfeder (700523)




* inkl. Adapterplatte, die eine exakte Positionierung in Abhängigkeit der gewählten Sitztiefe erlaubt

Fixierung zur Fixierung der federnden Gasdruckfeder (700524)

Armlehnen (Paar)

Armlehnen, höhen- und winkelverstellbar* (700561)



Armlehnen, höhenverstellbar* (700562)

* inkl. Aufnahme an der Sitzschale und Montage

Armlehenträger, höhen- und winkelverstellbar

- Rohr 10x10, Länge 10 cm (700563)
- Rohr 15x15, Länge 15 cm (700565)
- Rohr 15x15, Länge 30 cm (700566)

Armlehenträger, höhenverstellbar

- Rohr 10x10, Länge 10 cm (700564)
- Rohr 15x15, Länge 15 cm (700567)
- Rohr 15x15, Länge 30 cm (700568)

Armlehnenaufnahme (15x15) (700560)


Armlehnenaufnahme (10x10) (700569)



Fußbank

Fußbankaufnahme (700610)
(notwendig, wenn eine Fußbank gewählt wird!)

Fußbank durchgehend, höhen- und winkelverstellbar, inkl. Haltestangen mit Lamellengelenk (700620)



Einzelfußschalen, getrennt voneinander höhen- und winkelverstellbar, inkl. Haltestangen mit Rastergelenk (700630)



Wadenplatte, ungepolstert (700650)

Fußschalen, Paar, schwarz (700640-XXX)

- Klein (17 x 9 cm) [-100]
- Mittel (20 x 10 cm) [-200]
- Groß (23 x 11 cm) [-300]

Kopfstütze

Kopfstütze Muschelform groß (260 x 160), inkl. Anlageplatte, ohne Polsterung (700710)

Kopfstütze Muschelform klein (210 x 110), inkl. Anlageplatte, ohne Polsterung (700711)

Kopfstütze U-Form, (260 x 120 x 110) inkl. Anlageplatte ohne Polsterung (700720)

Kopfstütze anatomisch, inkl. Anlageplatte, ohne Polsterung (700730)

Haltestangen, inkl. Aufnahme (15 x 15) und Montage

- Schwanenhalsgelenk (700741)
- Lamellengelenk (700742)
- verschiebbar, gerade (700743)
- verschiebbar, gekröpft (700744)




Abb. 1: Muschelform klein mit Haltestange Lamellengelenk



Abb. 2: Muschelform klein mit Haltestange Schwanenhalsgelenk

nur Kopfstützenaufnahme (15 x 15) (für die Aufnahme von Kopfstützen diverser Anbieter) (700761)



nur Kopfstützenaufnahme (10 x 20) (für die Aufnahme von Kopfstützen diverser Anbieter) (700762)



Polsterung und Bezug (schwarz) (700750)

Abduktionskeil

abklappbar

- Gr. 1 (700531)
- Gr. 2 (700532)
- Gr. 3 (700533)
- ohne Polster (700534)



höhenverstellbar

- Gr. 1 (700536)
- Gr. 2 (700537)
- Gr. 3 (700538)
- ohne Polster (700539)

Zubehör allgemein

Therapietisch, Holz, mit Bienenwachs behandelt, inkl. Aufnahme 3teilig - Armlehnen notwendig! (700810-XXX)

Gr. 1 [-100] (54 x 42 cm)

Gr. 2 [-200] (60 x 48 cm)



Sitzschalenadapter für Schlittenführung (100600)

Sitzschalenadapter für Trapezführung (100800)

Sitzschalenadapter mit Rohrklappsplint* (100900)

ohne Montage (lose beilegen) (700820)

inkl. Montage auf Montageplatte (700825)





*paßt direkt auf's Bunny 1

Gurtführungen mit integrierter Kopfstützenaufnahme, silber beschichtet, mit 4 bzw. 6 Schlitzten à 30 mm (700830-XXX)

Gr. 1 [-100] (21 x 4 cm)

Gr. 2 [-200] (28 x 4 cm)



Untergestell BUNNY 1

Bunny 1 mit Höhen- und Sitzneigungsverstellung per Gasdruckfeder, mit 75-mm-Rollen* (100000)



Bunny 1 mit Höhen- und Sitzneigungsverstellung per Gasdruckfeder, mit 12½"-Rädern und Trommelbremse* (100000 + 100200)




*der Schiebegriff ist nicht in der Grundausstattung enthalten!

Schiebegriff, höhen- und schrägverstellbar (100100)

(notwendig bei 12"-Version!)



Fußbank höhen- und winkelverstellbar (100400)



Farbe:


Rot-Schwarz



Blau-Schwarz



Sitzschalenaufnahme mit Trapezführung, kompl. mit Montageplatte (100700)



Sitzschalenaufnahme mit Schlittenführung (100500)

