

Absender / Versandadresse

Kom.:

- Bestellung**
- Kostenvoranschlag**

# Zimmeruntergestell BUNNY 2

Preise zuzüglich ges. MwSt.

Stand: 2011

HMV-Nr.: mit 20"-Rädern: 26.99.01.1021  
 mit 12 1/2"-Rädern: 26.99.01.1022

## Grundmodell

### Technische Daten:


	Bunny 1 (20"-Rädern)	Bunny 1 (mit 12 1/2" Rädern)
Sitzhöhe	45,0 cm	45,0 cm
Gesamtbreite	55,0 cm	57,0 cm
Gesamtlänge	86,0 cm	77,0 cm
Höhe des Schiebegriffs	96,0 cm - 109,0 cm	96,0 cm - 109,0 cm
Sitzneigung	-5° bis +35°	-5° bis +35°
Packmaß	86 x 64 x 55 cm	86 x 64 x 57 cm
Gewicht	15,6 kg	15,6 kg
Belastbarkeit	90 kg	90 kg

### Standard-Ausstattung:

- stabiler Rahmen aus Stahlrohr
- Vorderrahmen mittels zweier stabiler Scharniere stufenlos breitenverstellbar
- Sitzwinkelverstellung mittels Gasdruckfeder von -5° bis +35°
- Bedienelement für Winkelverstellung am Schiebegriff
- 20"-Bereifung (Luft) bzw. 12 1/2" Räder (Luft) inkl. Trommelbremsanlage mit Feststellfunktion
- Schwenkräder vorn, 200 x 50 mm
- Montageplatte zur Aufnahme verschiedener Sitzschalensysteme




Antriebsräder 20"  
 (400000)  
**1.490,00 €**




Antriebsräder 12 1/2"  
 (400100)  
**1.385,00 €**

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.



### Farbe:




### Position des Schiebegriffs - Bitte unbedingt angeben!













d. h. die Schale kann mit Hilfe des Schiebegriffs in der Neigung verstellt werden



d. h. bei Neigungsverstellung der Schale bleibt der Schiebegriff in seiner Position, kann aber separat verstellt werden



**Zubehör**

<p><input type="checkbox"/> Sitzschalenadapter STANDARD mit Rohrklappsplint (100900) [€ 105,-]</p> 	<p><input type="checkbox"/> Sitzschalenadapter für Trapezführung (100800) [€ 110,-]</p> 	<p><input type="checkbox"/> Sitzschalenadapter für Schlittenführung (100600) [€ 115,-]</p> 
<p><input type="checkbox"/> Sitzschalenaufnahme STANDARD (400700) [€ 95,-]</p>	<p><input type="checkbox"/> Sitzschalenaufnahme mit Trapezführung (100750) [€ 98,-]</p> 	<p><input type="checkbox"/> Sitzschalenaufnahme mit Schlittenführung (100500) [€ 75,-]</p> 
<p><input type="checkbox"/> Fußbank-Aufnahme li./re. (400900) [€ 99,-]</p> <p><input type="checkbox"/> Fußbank-Aufnahme mittig (400950) [€ 59,-]</p>	<p><input type="checkbox"/> Fußbank höhen- und winkelverstellbar (100400) [€ 260,-]</p> 	<p>Aufnahmeadapter für Otto-Bock „Kimba“</p> <p><input type="checkbox"/> Gr. 1 (100550) [€ 175,-]</p> <p><input type="checkbox"/> Gr. 2 (100560) [€ 175,-]</p>  <p><b>NEU!</b></p>
<p><input type="checkbox"/> Kippsicherung, abschwengbar (400400) [€ 159,-]</p> 	<p><input type="checkbox"/> Ankippbügel (400500) [€ 95,-]</p> 	<p><input type="checkbox"/> Speichenschutz 20", Paar (400600) [€ 145,-]</p> 
<p><input type="checkbox"/> Abstützung für Schalenrücken (400800) [€ 110,-]</p>	<p><input type="checkbox"/> Schiebegriffe verstärkt (400250) [€ 99,-]</p>	