

Absender / Versandadresse

Com.:

- Bestellung**
- Kostenvoranschlag**

Kinder-Autositz IPAI-Reha

VK-Preise zuzüglich ges. MwSt. Stand: 2012 HMV-Nr.: 26.11.06.0024

Grundmodell

Technische Daten:

	IPAI-Reha OHNE Polsterinlet	IPAI-Reha MIT Polsterinlet
SITZBREITE (Becken)	26 - 29 cm*	17 - 23 cm*
SITZBREITE (Knie)	38 cm	28 cm
SITZTIEFE	32 - 42 cm	29 - 39 cm
RÜCKENHÖHE	38 - 52 cm	35 - 49 cm
SCHWELLENHÖHE	60 - 77 cm	57 - 74 cm
Gesamthöhe	68 - 85 cm	
Gesamtbreite	49 cm	
Gesamttiefe	50 - 60 cm	
Gewicht	ab 7,0 kg	
getestete Belastbarkeit	36 kg	

*mit bzw. ohne Standard-Seitenpelotten

Standard-Ausstattung:

- 5-Punkt-Gurt mit gepolsterter Prallplatte und Gurtpolstern, Höhe einstellbar
- stabile, breite Grundplatte aus Alu mit integrierter Mechanik für die stufenlos schrägverstellbare Rückenlehne
- 11fache Verstellung der Kopfstütze
- Seitenaufprallschutz durch feststehende Armlehnen
- exklusives Belüftungssystem
- Seitenpelotten, Nackenpolster



**IPAI-Reha
BLAU**



(350000-ST-1)
889,00 €



**IPAI-Reha
GRAU**



(350000-ST-2)
889,00 €

Zubehör (es wird keine BASISAUFNAHME benötigt):

Abduktionskeil
 (350400-ST)
 [€ 175,-]



Stütz- und Sicherheitspolster
 (350600-ST)
 [€ 359,-]



Sitztiefeinstellung, stufenlos, 2 - 5 cm
 (350800-ST)
 [€ 162,-]



Isotfix
 wenn KEIN Basispaket
 gebraucht wird!
 (350574-ST)
 [€ 74,-]



Polsterinlet

Rückenpolster
(350700)
[€ 73,-]



ST wird um 3 cm kürzer

Sitzpolster
(350720)
[€ 69,-]



RH wird um 3 cm kürzer

**Oberkörperführungs-
polster, Paar**
(350710)
[€ 102,-]



RB wird um 6 cm schmaler

**Beckenführungs-
polster, Paar**
(350730)
[€ 84,-]



SB wird um 6 cm schmaler

Zubehör (es wird die BASISAUFNAHME benötigt!):



Basisaufnahme

einmalig notwendig für das unten aufgeführte Zubehör!
(350000-BP)
[€ 159,-]

Sitz-Schrägverstellung
(350100-ST)
[€ 125,-]



Sitz-Drehadapter
(350200-ST)
[€ 195,-]



Beifahrer-
seite
(standard)
 Fahrerseite

Fußbank
(350450-ST)
[€ 179,-]



Fuß-Stützrolle
(350455-ST)
[€ 179,-]



Klemmbügel
(350550-ST)
[€ 85,-]



Isifix-Haltebügel
(350575-ST)
[€ 215,-]



Hinweise / Notizen:

Schutzmatte
(zum Schutz der Kfz-Sitze und / oder
Beifahrersitz)
(350000-860)
[€ 38,50] netto

