

Absender / Versandadresse

Kom.:

Bestellung

Kostenvoranschlag

Reha-Autokindersitz KIDSlover

Preise zuzüglich ges. MwSt. Stand: 2012 HMV-Nr.: 26.11.06.0014

Grundmodell

	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 2 XL (Sonderbau)
Gesamthöhe	74 cm	80 cm	90 cm
Scheitelhöhe	67 cm	73 cm	82 cm
Rückenhöhe	43 - 51 cm	49 - 57 cm	58 - 69 cm
Sitzbreite	27 / 31 cm	31 / 35 cm	36 / 40 cm
Sitztiefe (einstellbar)	28 - 33 cm	34 - 39 cm	40 - 46 cm
Höhe Thoraxpelotten	21 - 25 cm	25 - 29 cm	30 - 36 cm
Abstand Thoraxpelotten	19 - 28 cm	23 - 32 cm	29 - 40 cm
Gewicht	8,2 kg	8,9 kg	12,3 kg
getestete Belastbarkeit	22 kg	36 kg	75 kg

Standard-Ausstattung:

- einstellbare Sitztiefe
- integrierte Kopfstütze
- Polsterung mit Bezug
 Gr. 1 und 2:
 Schwarz/Rot bzw. Schwarz/Blau
 Gr. 2XL:
 Schwarz/Grau (Gr. 3)
- Gurtführung (rechts montiert)
- stufenlose Rückenwinkelverstellung
- 5-Punkt-Gurt mit Prallpolster und Gurtpolsterungen



- Gr. 1
Schw./Rot
(300000-S1)
- Gr. 1
Schw./Blau
(300000-S2)

1.099,00 €



- Gr. 2
Schw./Rot
(310000-S1)
- Gr. 2
Schw./Blau
(310000-S2)

1.149,00 €



- Gr. 2 SB (XL)
Schw./Grau
(310000-S-XL)

1.549,00 €

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Details:

Gern stellen wir den Kidslover auf die gewünschten Maße ein:

Höhe Pelotten *	
Abstand Pelotten	
Sitztiefe	
Höhe Kopfstütze *	

* ab Sitzpolster

Gurtführung*:












- LINKS
(Fahrerseite)
- Rechts
(Beifahrerseite)

*bitte nur eins ankreuzen!

Ohne Polster und Bezug:

- Gr. 1 (300000-S-PB)
[€ 829,-]
- Gr. 2 (310000-S-PB)
[€ 859,-]
- Gr. 2 XL (310000-S-XL-PB)
[€ 1.269,-]

Zubehör

<p>Kopfstütze, höhenverstellbar</p> <p><input type="checkbox"/> Gr. 1, 2 und 2XL (300050-S) [€ 119,-]</p> 	<p>Kopfstütze, höhenverstellbar; mit KICK-BACK-Sicherung NEU!</p> <p><input type="checkbox"/> Gr. 1, 2 und 2XL (300025-S) [€ 219,-]</p> 	<p>2. Gurtführung (gegenüberliegende Seite)</p> <p><input type="checkbox"/> Gr. 1 - 3 (300075-S) [€ 69,-]</p> 
<p>Sitz-Dreh-Adapter</p> <p><input type="checkbox"/> Gr. 1 - 3 (300200-S) [€ 199,-]</p> <p><input type="checkbox"/> Beifahrerseite (standard)</p> <p><input type="checkbox"/> Fahrerseite</p> 	<p>Sitz-Schrägverstellung</p> <p><input type="checkbox"/> Gr. 1 (300100-S) [€ 129,-]</p> <p><input type="checkbox"/> Gr. 2 (310100-S) [€ 129,-]</p> <p><input type="checkbox"/> Gr. 3 (310100-S-XL) [€ 179,-]</p> 	<p>Beinführungen, gepolstert</p> <p><input type="checkbox"/> Gr. 1, 2, 2XL, links (300350-S), [€ 85,-]</p> <p><input type="checkbox"/> Gr. 1, 2, 2XL, rechts (300355-S), [€ 85,-]</p> 
<p>Abduktionskeil, gepolstert, abnehmbar</p> <p><input type="checkbox"/> Gr. 1 (300400-S) [€ 179,-]</p> <p><input type="checkbox"/> Gr. 2 (310400-S) [€ 179,-]</p> <p><input type="checkbox"/> Gr. 3 (310400-S-XL) [€ 189,-]</p> 	<p>Fußbank</p> <p><input type="checkbox"/> Gr. 1 (300450-S), [€ 179,-]</p> <p><input type="checkbox"/> Gr. 2 und 3 (310450-S), [€ 189,-]</p> <p>Fußstützrolle</p> <p><input type="checkbox"/> Gr. 1 (350455-ST), [€ 179,-]</p> <p><input type="checkbox"/> Gr. 2 und 3 (310455-S), [€ 189,-]</p> 	<p>Klemmbügel, zur stabileren Befestigung.</p> <p><input type="checkbox"/> Gr. 1 (300550-S) [€ 89,-]</p> <p><input type="checkbox"/> Gr. 2 und 3 (310550-S) [€ 89,-]</p> 
<p>Thoraxpelotten, gepolstert</p> <p><input type="checkbox"/> Gr. 1, 2 und 2XL, starr (300500-S) [€ 149,-]</p> <p><input type="checkbox"/> Gr. 1, 2 und 2XL, schwenkbar (300505-S) [€ 285,-]</p> 	<p>Oberkörperführungspelotten, gepolstert</p> <p><input type="checkbox"/> Gr. 1, 2 und 2XL, starr (300510-S) [€ 239,-]</p> <p><input type="checkbox"/> Gr. 1, 2 und 2XL, schwenkbar (300515-S) [€ 379,-]</p> 	<p>Schulterführungspelotten, gepolstert, höhen- und seitenverstellbar</p> <p><input type="checkbox"/> Gr. 1, 2 und 2XL (300700-S) [€ 215,-]</p> 
<p>entweder ← → oder</p>		
<p>Stütz- und Sicherheitspolster</p> <p><input type="checkbox"/> Gr. 1 (300600-S) [€ 359,-]</p> <p><input type="checkbox"/> Gr. 2 (310600-S) [€ 379,-]</p> <p><input type="checkbox"/> Gr. 3 (310600-S-XL) [€ 399,-]</p> 	<p>ISOFIX-Halterung NEU!</p> <p><input type="checkbox"/> Gr. 1 (300575-S) [€ 225,-]</p> <p><input type="checkbox"/> Gr. 2 & 3 (310575-S) [€ 225,-]</p> 	<p>Bezugsfarbe abweichend vom Standard (siehe Seite 1) (300800), [€ 89,-]</p> <p>[ein X bedeutet einfarbig] [zwei X bedeutet zweifarbig]</p> <p><input type="checkbox"/> rot</p> <p><input type="checkbox"/> blau</p> <p><input type="checkbox"/> schwarz</p> <p><input type="checkbox"/> grau</p>