

Absender / Versandadresse

Kom.:

- Bestellung**
- Kostenvoranschlag**

# Kopfschutzhelme aus Stoff

VK-Preise zuzüglich ges. MwSt. Stand: 2011 HMV-Nr. Kids High Protection: 99.17.01.XXXX Kids Protection: 99.17.01.XXXX

## Varianten

### Technische Beschreibung:

- Material: Baumwollstoff gepolstert mit speziellem Integral-Schaumstoff
- eingearbeitete Folie, um die Schlagfestigkeit zu erhöhen
- einstellbarer Scheitelpunkt und einstellbarer Kopfumfang (ca. 3 - 4 cm)
- geringes Gewicht und gute Passform
- Klettverschluss (optional Steck- oder Magnetverschluss)

Größe (=X)	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 4
Kopfumfang (einstellbar)	47 - 49 cm	49 - 52 cm	52 - 56 cm	56 - 60 cm
Gewicht	120 g	130 g	140 g	150 g
<b>BITTE WÄHLEN:</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<p>Farbe (=Y)</p> <p><input type="checkbox"/> [-0] Grau </p> <p><input type="checkbox"/> [-1] Rot </p> <p><input type="checkbox"/> [-2] Blau </p>		<p>Farbe (=Y)</p> <p><input type="checkbox"/> [-0] Grau </p> <p><input type="checkbox"/> [-1] Rot </p> <p><input type="checkbox"/> [-3] Grün </p>	
<p><input type="checkbox"/> <b>Kids High Protection</b>                  Scheitelform über Gordel einstellbar                  (600000-XY), [€ 189,-]</p>		<p><input type="checkbox"/> <b>Kids Protection</b>                  Scheitelform über 2 klettfähige Polsterstreifen einstellbar                  (600100-XY), [€ 189,-]</p>	

## Zubehör

<p><input type="checkbox"/> Kinnschutz aus Baumwolle (600000-6Y) [€ 39,-]</p> 	<p><input type="checkbox"/> Stirnschutz aus Baumwolle (600000-7Y) [€ 39,-]</p> 	<p><input type="checkbox"/> Nackenschutz aus Baumwolle (600000-8Y) [€ 39,-]</p> 
<p><input type="checkbox"/> Sondergröße (600000-90) [€ 40,-*]                  _____ cm                  (Kopfumfang)                  *netto</p>	<p><input type="checkbox"/> Magnetverschluss (600000-91) [€ 49,-*]                  *netto</p> 	<p><input type="checkbox"/> Steckverschluß aus Kunststoff (600000-92) [€ 25,-*]                  *netto</p> 