




Anatomic Unico

... die Sitzschale aus Alu, die
WIR für SIE bauen - so flexibel,
wie ihre Kunden es benötigen!




**... die Sitzschale aus Alu, die
WIR für Sie bauen - so flexibel,
wie ihre Kunden es benötigen!**

Mit dem „Anatomic Unico“-Konzept haben sie die Möglichkeit eine Sitzschale aus Alu zu kreieren, die exakt IHREN Vorstellungen entspricht, denn WIR fertigen die Schale so, wie es ihr Kunde fordert.

Das bedeutet, daß JEDES Maß von Ihnen bestimmt werden kann. Angefangen von der Materialstärke, über unterschiedliche Sitztiefenwerte, bis hin zur abduzierten Sitzform - keine Schale gleicht der anderen.



Bei den Thoraxpelotten haben sie die Wahl zwischen integrierten oder einzelnen, die wiederum frei positioniert werden können, wahlweise fest oder abklappbar. Da eine Sitzschale oft für mehrere Jahre eingesetzt werden muss, sind die Optionen „Sitzbreite einstellbar“, „Sitztiefe einstellbar“ und „Rückenhöhe einstellbar“ einzeln wählbar - je nachdem welches Wachstum berücksichtigt werden soll!

Das Design: die Schale kann frei beweglich (über Physiopunkt verschraubt) oder auch fix verschweißt geliefert werden. Ob sie beschichtet werden soll oder nicht, steht ihnen frei. Die benötigte Stabilität können sie durch die richtige Wahl der Materialstärke beeinflussen - von eher leicht bis superstabil.




Zubehör: um nicht unnötig viel Zeit in der Werkstatt zu verlieren, kompletieren wir die Schale beispielsweise mit einem Rückenwinkel-Verstellmechanismus (Teleskop, Gasdruckfeder) und bieten sogar eine interessante Lösung für eine perfekte biomechanische Bewegung von Rücken- zu Sitzteil an. Zusätzlich sind Abduktionskeile, Armlehnen, Aufnahmeadapter, Therapeutische und Kopfstütze, sowie Beinstützen lieferbar.


Sollten spezielle Wünsche gefragt sein, die nicht auf unserem Anpaßbogen zu finden sind, helfen wir meist mit individuellen Sonderbaulösungen weiter!



Biomechanik kombiniert mit Dynamik-Mechanismus



Abduzierte Sitzeinheit mit einstellbarer Sitztiefe



3-fache Verstellung (SB, ST, RH) mit Abduktionskeil

Ihr Fachgeschäft

HERNIK GmbH
Partenhauserweg 14
81369 München
☎ +49 (0)89 7144176
☎ +49 (0)89 78069309
Bodenseestraße 25
83059 Kolbermoor
☎ +49 (0)8031-2068044
☎ +49 (0)8031-2069215
✉ info@hernik.de
🌐 www.hernik.de
Ust.-IdNr: DE201281298