




KIDSlover



... bietet Schutz, ist sicher ...
... stellt sich auf ihr Kind ein!

... ein Autositz für Kinder mit besonderen Bedürfnissen

Der KIDSlover Reha-Autokindersitz ist als Rückhaltesystem für körperlich und/oder geistig behinderte Kinder im PKW konzipiert worden. Er eignet sich zum Einbau in die meisten handelsüblichen Fahrzeuge.

Der KIDSlover ist zur Verwendung auf dem Rücksitz eines PKWs gebaut und setzt einen funktionierenden 3-Punkt-Sicherheitsgurt voraus. Der Sitz kann sowohl hinter dem Beifahrer als auch durch Umrüstung der Gurtführung hinter dem Fahrersitz angebracht werden.

Neben dem 3-Punkt-Gurt ihres PKWs ist der KIDSlover mit einem eigenen 5-Punkt-Brust-Schultergurt ausgestattet, der ihrem Kind zusätzlichen Halt bietet.

Durch die schrägverstellbare Rückenlehne kann der Sitz exakt dem PKW-Sitz, bzw. den Bedürfnissen des Kindes angepasst werden.

Die Einstellung der Sitztiefe, sowie die variable Gurtführung in der Rückenlehne, bieten ausreichend Möglichkeiten bei Wachstum des Kindes den Autositz entsprechend anzupassen. Aus dem reichlichen Zubehör können die individuell für ihr Kind notwendigen Hilfen ausgewählt werden.

Selbst wenn die drei unterschiedlichen Größen des KIDSlover nicht der Statur ihres Kindes entsprechen, bieten wir hierfür eine flexible Lösung: wir ändern das entsprechende Maß individuell ab!

Umfangreiche Prüfmaßnahmen gewährleisten selbstverständlich die für ihr Kind notwendige Sicherheit:


- Staatliche Materialprüfanstalt Universität Stuttgart
 - in Anlehnung ECE 44 (Crash-Test)
 - nach ECE R14/R16
- BSL BIO Service
 - Zytotoxizitätsprüfung
 - ISO 10993-1;
 - ISO 10993-5;
 - ISO 10993-12
- TÜV Produkt Service
 - nach EN 12182: 1999
 - Entflammbarkeit (DIN EN 1021)



stufenlos einstellbarer Rückenwinkel
optional: Sitzschrägverstellung



oben: Klemmbügel (optional ISOFIX)
unten: einstellbare Sitztiefe



Ihr Fachgeschäft

HERNIK GmbH
Partenhauserweg 14
81369 München
☎ +49 (0)89-7144176
☎ +49 (0)89-78069309
Bodenseestraße 25
83059 Kolbermoor
☎ +49 (0)8031-2068044
☎ +49 (0)8031-2069215
✉ info@hernik.de
🌐 www.hernik.de
Ust.-IdNr: DE201281298