



Kopfschutzhelm CAPO **VARIO Soft⁺**

... leicht und bequem
mit dem PLUS an Zubehör

Kopfschutzhelm CAPOVARIO Soft⁺

... leicht und bequem mit dem PLUS an Flexibilität und Zubehör!

Der neue Helm aus unserer beliebten CAPOVARIO -SOFT-Serie.

Durch die mittels Klett verstellbaren Polsterstreifen, lässt sich der Helm exakt anpassen. Auch der Kopfumfang kann je nach Bedarf um 6-8 cm erweitert bzw. verkleinert werden.

Außerdem bietet der CAPOVARIO SOFT⁺ neue Ausstattungsvarianten und zusätzliches Zubehör. So kann man den Helm zum Beispiel mit gepolsterten Trageriemen, einem verbesserten Kinnschutz und einem Gurtschlosspolster ausstatten. Als neue Verschlussvariante bieten wir zudem auch einen Druckknopf an.

Wie beim Vorgängermodell kann je nach Indikation ein anklettbares Stirnpolster und/oder Nackenpolster ergänzt werden. Damit wird ein besonders guter Schutz geboten.

Das Modell wird in drei Farben (grau, rot, blau) und in drei Größen (S, M, L) angeboten. Die Maße der einzelnen Größen können der Tabelle auf dem Bestellblatt entnommen werden.



Neu: gepolsterte Trageriemen wählbar



Neuer Verschluss: Druckknopf



Neues Zubehör: Gurtschlosspolster