

# Hernik



## Autokindersitz **IPAI** **NXT**

... ist flexibel, bequem und sicher

5-Punkt-Gurt mit Schnellverschluss

Rückenwinkelverstellung

sehr lang mitwachsend

viel innovatives Zubehör



# Autokindersitz IPAI **NXT**

## ...flexibel, bequem und sicher!

Der IPAI-NXT Kinderautositz ist ein für den Behindertenbereich modifizierter Autositz der Firma Römer-Britax. Er eignet sich zum Einbau in die meisten handelsüblichen Fahrzeuge. Der Autositz ist zur Verwendung auf dem Rücksitz eines PKWs gebaut und setzt einen funktionierenden 3-Punkt-Sicherheitsgurt voraus.

Neben dem 3-Punkt-Gurt Ihres PKWs ist der IPAI-NXT mit einem eigenen 5-Punkt-Brust-Schultergurt ausgestattet, der Ihrem Kind zusätzlichen Halt bietet und in der Höhe einstellbar ist, was sehr wichtig für einen optimalen Gurtverlauf ist.

Durch die stufenlos winkelverstellbare Rückenlehne kann der Sitz exakt dem Autositz bzw. den Bedürfnissen des Kindes angepasst werden. Durch die 11-fache Verstellmöglichkeit der Kopfstütze erreicht man eine optimale Ausrichtung der Kopfstütze an die Größe des Kindes.

Der IPAI-NXT bietet zudem einen hohen Seitenaufprallschutz, da er feststehende Armlehnen im Hüftbereich, sowie seitlich energieabsorbierende Elemente im Schulter- und Brustbereich, besitzt.

Durch den belüfteten Schaumstoff, der auch in der Automobilindustrie Verwendung findet, und durch ein exklusives Belüftungssystem, welches das Schwitzen im Sitz verhindert, wird bester Sitzkomfort für das Kind gewährleistet.





3



4

Ein sehr beliebtes Feature ist der innovative Drehadapter, der den Transfer des immer schwerer werdenden Kindes deutlich erleichtert. Dabei wurde der Drehpunkt aus der Mitte nach hinten und nach außen verlegt, um zu erreichen, dass sich der Stuhl während der Drehbewegung von der Rückenpolsterung des PKWs weg und zeitgleich dem Türausschnitt entgegen bewegt. Dabei wurde auf eine kompakte Konstruktion großen Wert gelegt: die Gesamthöhe des Sitzes wird nur 16 mm größer!

1

IPAI-NXT rot, mit Drehmechanismus inkl. Auslöseknopf

2

ISOFIX-Adapter, großzügig tiefenverstellbar, um große Rückenwinkel oder eine starke Sitzschrägverstellung zu ermöglichen

3

stufenlos arretierbare Rückenwinkelverstellung (Standard)

4

IPAI-NXT grau, ohne Basispaket, mit ISOFIX, Abduktionskeil und vollständigem Polster-Inlet



## ...vielfältig, wie die Bedürfnisse Ihres Kindes

Der für den Reha-Bereich modifizierte Autokindersitz IPAI-NXT verfügt über anpassbare und individuell positionierbare Thoraxpolster, die die seitliche Bewegung des Kindes kontrollieren. Optional ist folgendes Zubehör verfügbar, um einen bequemen und sicheren Transport im Auto zu gewährleisten:

- Sitz-Schrägverstellung
- Drehadapter
- Sitztiefenverlängerung
- ISOFIX-Anbindung
- Aufprall- und Stützpolster
- Abduktionskeil
- Fußbank
- Polster-Inlet, 8-teilig
- Sicherheitsgurtschlosspolster

Durch diese Optionen können individuelle Bedürfnisse des einzelnen Kindes berücksichtigt werden, zumal kein Zubehör ein anderes ausschließt. Viele moderne Fahrzeuge sind mit ISOFIX ausgestattet, weshalb wir hier ein passendes Adaptersystem anbieten, um den Sitz optimal im Auto zu fixieren. Eine wichtige Neuerung ist der nun mit nur einer Bewegung zu straffende 5-Punkt-Gurt, der den Alltag enorm erleichtert.

Da wir den IPAI-NXT ständig weiterentwickeln, nehmen wir Anregungen und Vorschläge gern entgegen!



**zentraler Schnellverschluss  
für den 5-Punkt-Gurt**



**stufenweise  
Sitz-Schrägverstellung**



**Kopfstütze 11fach  
höhenverstellbar**



**Fußbank winkel- und  
höhenverstellbar**

Ihr Fachgeschäft

HERNIK GmbH  
Auf der Gröb 2c  
83064 Raubling  
☎ +49 (0)8035-9580448  
☎ +49 (0)8035-9580446  
✉ info@hernik.de  
🌐 www.hernik.de