

Absender / Versandadresse:	Kom.:
	Auftragsbestätigung an (Email):
	Rechnung an (Email):

- Bestellung**
- Kostenvoranschlag**

Kopfschutzhelm CAPOVARIO

VK-Preise zuzüglich ges. MwSt.

Stand: 2025

HMV-Nr. 99.17.01.1003

Grundmodell

Technische Beschreibung:

- robuste, anatomische Basis aus Kunststoff, in der Größe einstellbar
- eingearbeitete Hartschaumschale mit 3D-Wölbung
- Mikrofaserbezug: waschbar bei 40°C, desinfizierbar, atmungsaktiv, schwer entflammbar, antistatisch, schmutz- und wasserabweisend
- integrierter Stirnschutz (standard: 4,5 cm; LIGHT: 1,5 cm)
- Polster-Inlet, auch aus oben genannten Mikrofaserbezug
- Gewicht 280 - 320 g
- auch nachträglich mit optionalem Zubehör ausstattbar

(Y=Größe / Z=Farbe)



CAPOVARIO

(60050Y-Z)



CAPOVARIO LIGHT

(60055Y-Z)

Größe (Y)	Gr. 0	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 4
Kopfumfang (einstellbar)	44 - 48 cm	48 - 51 cm	52 - 56 cm	56 - 60 cm	58 - 62 cm
Gewicht	270 g	280 g	290 g	305 g	320 g
PINKROT	<input type="checkbox"/> 6005X0-P	<input type="checkbox"/> 6005X1-P			
TÜRKISBLAU	<input type="checkbox"/> 6005X0-T	<input type="checkbox"/> 6005X1-T			
ROT			<input type="checkbox"/> 6005X2-R	<input type="checkbox"/> 6005X3-R	<input type="checkbox"/> 6005X4-R
SCHWARZ			<input type="checkbox"/> 6005X2-S	<input type="checkbox"/> 6005X3-S	<input type="checkbox"/> 6005X4-S
GRAU			<input type="checkbox"/> 6005X2-G	<input type="checkbox"/> 6005X3-G	<input type="checkbox"/> 6005X4-G
BLAU			<input type="checkbox"/> 6005X2-B	<input type="checkbox"/> 6005X3-B	<input type="checkbox"/> 6005X4-B
Trageriemen	<input type="checkbox"/> Standard, (600530)		<input type="checkbox"/> gepolstert Gr. 0, 1, 2 (600535-1)		
<small>Bitte unbedingt EINE Variante angeben!</small>			<input type="checkbox"/> gepolstert Gr. 3, 4 (600535-2)		

X=0 (CV Standard); X=5 (CV LIGHT)

Farben (Z):



(P) Pinkrot



(R) Rot



(S) Schwarz



(G) Grau



(B) Blau



(T) Türkisblau

Zubehör (Aufpreise!)

4 Polsterstreifen (600590-X)


Gr. 0
 Gr. 1
 Gr. 2
 Gr. 3
 Gr. 4



geschlossene Oberseite

weich (600520-X) hart (600525-X)

Gr. 0 Gr. 0
 Gr. 1 Gr. 1
 Gr. 2 Gr. 2
 Gr. 3 Gr. 3
 Gr. 4 Gr. 4




FIDLOCK One-Hand-Bedienung (600585-X)

NEU!



Gurtschlosspolster (600580-X)

1: für Gurt standard
 2: Gurt gepolstert



schützt die Haut vor dem Kontakt mit dem Steckverschluss

Magnetverschluss (600550-X)


1: für Gurt standard
 2: Gurt gepolstert



Hinweis:
• Nutzer kann sich den Helm nicht selbst abnehmen - Magnetschlüssel notwendig!

Kinnschutz (600515-X)

1: für Gr. 0/1/2
 2: für Gr. 3/4



Ohrenschutz, beidseitig* (600510-X)

1: für Gr. 0/1/2
 2: für Gr. 3/4



*Trageriemen gepolstert notwendig!

Visier* (600570-X)

1: für Gr. 0/1/2
 2: für Gr. 3/4



Lieferzeit
3 - 4 Wochen

individueller Wangenschutz* (600565-X)

1: für Gr. 0/1/2
 2: für Gr. 3/4




*wird vor Fertigstellung einmal zur Anprobe zugeschickt!

Wechsel-Bauteile


zusätzlicher Trageriemen, gepolstert (600535-X)

1: für Gr. 0/1/2
 2: für Gr. 3/4




Wechsel-Polsterinlet, 2 Polsterstreifen (600540-X)

Gr. 0
 Gr. 1
 Gr. 2
 Gr. 3
 Gr. 4



Wechsel-Polsterinlet, 4 Polsterstreifen (600585-X)

Gr. 0
 Gr. 1
 Gr. 2
 Gr. 3
 Gr. 4



Anfertigung in 2 Schritten (600545-X)

Ein Rohling kann mittels Heißluft von einem Techniker vor Ort an die individuellen Ansprüche des Patienten angepasst werden, bevor er in unserer Werkstatt final bezogen und fertiggestellt wird.

NEU!


Fixierung aller beweglichen Elemente (600555-X)

Nach erfolgreicher Anprobe vor Ort werden in unserer Werkstatt sämtliche abnehmbaren Teile fixiert - wichtig bei sehr lebhaften Patienten.

Waschen dann nur noch per Hand!

Mund- bzw. Beißschutz, inkl. verstärktem Tragegurt* (600560-X)

1: für Gr. 1/2
 2: für Gr. 3/4



*Trageriemen gepolstert notwendig!