

<b>Absender / Versandadresse:</b>	<b>Kom.:</b>
	<b>Auftragsbestätigung an (Email):</b>
	<b>Rechnung an (Email):</b>

- Bestellung**
- Kostenvoranschlag**

# CAPOVARIO Soft

VK-Preise zuzüglich ges. MwSt.

Stand: 2023

HMV-Nr. 99.17.01.1003

## Varianten

### Technische Beschreibung:

- Material: Baumwollstoff gepolstert mit speziellem Integral-Schaumstoff
- eingearbeitete Folie, um die Schlagfestigkeit zu erhöhen
- einstellbarer Scheitelpunkt und einstellbarer Kopfumfang (ca. 3 - 4 cm)
- geringes Gewicht und gute Passform
- Steckverschluss aus Kunststoff (optional Magnet- oder Klettverschluss)

Größe (=X)	Gr. 0	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 4
<b>Kopfumfang (einstellbar)</b>	43 - 47 cm	47 - 49 cm	49 - 52 cm	52 - 56 cm	56 - 60 cm
<b>Gewicht</b>	110 g	120 g	130 g	140 g	150 g
<b>BITTE WÄHLEN:</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Lamellen**

Scheitelform über Gordel  
 einstellbar  
 (600000-XY)



Farbe (=Y)

[-0] Grau



[-1] Rot



[-2] Blau



**gekreuzt**

Scheitelform über 2 klettfähige  
 Polsterstreifen einstellbar  
 (600100-XY)



## Zubehör

**Kinnschutz  
 aus Baum-  
 wolle**  
 (600000-6Y)



**Stirnschutz  
 aus Baum-  
 wolle**  
 (600000-7Y)



**Nacken-  
 schutz aus  
 Baumwolle**  
 (600000-8Y)



**Sondergröße**  
 (600000-90)

\_\_\_\_\_ cm  
 (Kopfumfang)

**Magnet-  
 verschluss**  
 (600000-91)



**Klett-  
 verschluss**  
 (600000-92)