

Absender / Versandadresse:	Kom.:
	Auftragsbestätigung an (Email):
	Rechnung an (Email):

- Bestellung**
- Kostenvoranschlag**

Kopfschutzhelme aus Leder

VK-Preise zuzüglich ges. MwSt. **Stand: 2023** **HMV-Nr.** **CAPOFERMO LGT: 99.17.01.0009**
CAPOFERMO: 99.17.01.1002

Varianten

Technische Beschreibung:

- robuste Verarbeitung in Naturleder
- eingearbeitete Hartschaumschale
- Maßanfertigung von 48 - 62 cm Kopfumfang
- integrierter Stirnschutz (Orient 1,5 cm; Willö 4,5 cm)



CAPOFERMO LGT
(600200-X)



CAPOFERMO
(600300-X)



CAPOFERMO LGT^{Sport}
(600210-X)













CAPOFERMO^{Sport}
(600310-X)

Kopfumfang*:

_____ cm

*48 - 62 cm

Farben

- | | | | | |
|--|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> [-1] Braun
 | <input type="checkbox"/> [-2] Rubinrot
 | <input type="checkbox"/> [-3] Blau
 | <input type="checkbox"/> [-4] Zederngrün
 | <input type="checkbox"/> [-5] Schwarz
 |
| <input type="checkbox"/> [-6] Gelb
 | <input type="checkbox"/> [-7] Navyblau
 | <input type="checkbox"/> [-8] Indischrot
 | <input type="checkbox"/> [-9] Lemongrün
 | <input type="checkbox"/> [-0] Mandarin
 |

Zubehör (Aufpreise!)

Extra*
(600900-11)

*für „Sport“ nicht wählbar!



zusätzlich:

- seitlicher Schutz der Ohren
- Belüftungslöcher

Super*
(600900-12)

*nur für Willo wählbar!



zusätzlich:

- integrierte Stahleinlage
- seitlicher Schutz der Ohren
- Kinnschutz mit Stahlbändern

Vario
(600900-13)



zusätzlich:

- Kopfumfang anpassbar!

5 anstatt 3 Riemen*
(600900-35)

*für „Sport“ nicht wählbar!



Hinweis:

- mehr Sicherheit an der Oberseite

geschlossene Oberseite
(600900-15)



Hinweis:

- maximale Sicherheit an der Oberseite
- Belüftungslöcher

Kinnschutz
(600900-40)




Hinweis:

- schützt das Kinn, steigert die Sicherheit
- aus Leder in der passenden Farbe

Querpolsterung*
(600900-36)


*für „Sport“ nicht wählbar!



Hinweis:

- mehr Sicherheit an der Oberseite


Sondergrößen
(600900-45)



Hinweis:

- sehr klein: 43 - 47 cm
- sehr groß: 63 - 74 cm

Anfertigung nach vorhandenem Gipsabdruck
(600900-50)



Hinweis:

- maximale Passgenauigkeit, erforderlich bei extremen Kopfverformungen

Verschluss-Varianten

Steckverschluss aus Kunststoff
(600900-31)



Hinweis:

- Standard bei „Sport“
- leichteres Handling
- bessere Optik

Magnetverschluss
(600900-30)



Hinweis:

- Erhöhung der Sicherheit
- Nutzer kann sich den Helm nicht selbst abnehmen - Magnetschlüssel notwendig!

Klettverschluss
(600900-32)



Hinweis:

- leichteres Handling

Service-Leistungen

Anfertigung in 2 Schritten
(der Helm wird in einer Rohfassung geliefert, so dass individuelle Details wie Gurtverlauf vor Ort markiert werden können. Im Anschluss wird der Helm fertiggestellt)
(600900-68)

1. → 2.

Ersatz-Kopfriemen
(600900-70)

Ersatz-Nackenriemen
(600900-75)

Helm nachträglich VERGRÖßERN
(600900-60)



Helm nachträglich VERKLEINERN
(600900-65)

