

<b>Absender / Versandadresse:</b>	<b>Kom.:</b>
	<b>Auftragsbestätigung an (Email):</b>
	<b>Rechnung an (Email):</b>

- Bestellung**
- Kostenvoranschlag**

# CAPOVARIO Soft<sup>+</sup>

VK-Preise zuzüglich ges. MwSt.

Stand: 2023

HMV-Nr. 99.17.01.1003

## Grundmodell

### Technische Beschreibung:

- Material: Baumwollstoff gepolstert mit speziellem Integral-Schaumstoff
- eingearbeitete Folie um die Schlagfestigkeit zu erhöhen
- einstellbarer Scheitelpunkt und einstellbarer Kopfumfang (ca. 6 - 8 cm)
- geringes Gewicht und gute Passform
- große Auswahl an verschiedenen Trageriemen und Verschlüssen

Farbe (=Y)

- [-0] Grau     [-1] Rot     [-2] Blau



**CAPOVARIO Soft<sup>+</sup>**  
(600400-XY)



- Trageriemen standard  
(600430-X)



- Trageriemen gepolstert  
(600435-X)

- 1: für Gr. S, M  
 2: für Gr. L



Größe (=X)	S	M	L
<b>Kopfumfang (einstellbar)</b>	43 - 49 cm	49 - 55 cm	55 - 63 cm
<b>Gewicht</b>	92 g	100 g	113 g
<b>BITTE WÄHLEN:</b>			

## Zubehör

- Stirnschutz aus Baumwolle (600400-7Y)



- Nackenschutz aus Baumwolle (600400-8Y)



