



Kopfschutzhelm CAPOFERMO



... schützt, was wertvoll ist!
...passgenau und
komfortabel!

Kopfschutzhelm CAPOFERMO

...stabil und bewährt

Diese Helme werden nach Maß aus hochwertigem Naturleder gefertigt. Durch eine eingearbeitete Hartschaumschale ist größtmöglicher Schutz und Sicherheit garantiert. Die Modelle sind seit Jahren auf dem Markt bekannt und bewährt. Ihre Variationsmöglichkeiten sind aus der Praxis entwickelt und entsprechend optimiert worden.

Die Modell-Serie „CAPOFERMO LGT“ ist mit einer 1,5 cm starken Polsterung für Stirn und Nacken ausgestattet. Serienmäßig sind 3 gepolsterte Kopfriemen zum Schutz des Scheitels eingearbeitet. Bei der Option „Extra“ sind zusätzlich beide Ohren geschützt.

Die Modell-Serie „CAPOFERMO“ unterscheidet sich durch einen verstärkten Stirnschutz von 4,5 cm. Der Zusatz „Vario“ kennzeichnet Modelle, die zusätzlich zur Maßenfertigung die Möglichkeit bieten, den Helm in der Größe anzupassen und somit einen Wachstumsschub zu korrigieren.

Durch unser reichliches Zubehör ist eine optimale Anpassung an die unterschiedlichen Bedürfnisse der Benutzer gegeben. Zudem lösen wir im Sonderbau die außergewöhnlichsten Wünsche.



CAPOFERMO LGT in Blau



CAPOFERMO in Rot mit Kinnschutz



CAPOFERMO Super




CAPOFERMO Sport in Indischrot



CAPOFERMO LGT Sport in Lemongrün



CAPOFERMO Extra



Ihr Fachgeschäft

HERNIK GmbH
Auf der Gröb 2c
83064 Raubling
☎ +49 (0)8035-9580448
☎ +49 (0)8035-9580446

✉ info@hernik.de
🌐 www.hernik.de