

Absender / Versandadresse:	Kom.:
	Auftragsbestätigung an (Email):
	Rechnung an (Email):

- Bestellung**
- Kostenvoranschlag**

CAPOVARIO Soft⁺

VK-Preise zuzüglich ges. MwSt.

Stand: 2023

HMV-Nr. 99.17.01.1003


Grundmodell

Technische Beschreibung:

- Material: Baumwollstoff gepolstert mit speziellem Integral-Schaumstoff
- eingearbeitete Folie um die Schlagfestigkeit zu erhöhen
- einstellbarer Scheitelpunkt und einstellbarer Kopfumfang (ca. 6 - 8 cm)
- geringes Gewicht und gute Passform
- große Auswahl an verschiedenen Trageriemen und Verschlüssen

Farbe (=Y)

- [-0] Grau [-1] Rot [-2] Blau



CAPOVARIO Soft⁺
(600400-XY)



- Trageriemen standard
(600430-X)



- Trageriemen gepolstert
(600435-X)

- 1: für Gr. S, M
 2: für Gr. L



Größe (=X)	S	M	L
Kopfumfang (einstellbar)	43 - 49 cm	49 - 55 cm	55 - 63 cm
Gewicht	92 g	100 g	113 g
BITTE WÄHLEN:			

Zubehör

- Stirnschutz aus Baumwolle (600400-7Y)



- Nackenschutz aus Baumwolle (600400-8Y)



