

Absender / Versandadresse:	Kom.:
	Auftragsbestätigung an (Email):
	Rechnung an (Email):

Bestellung

Kostenvoranschlag

Autokindersitz **STARLIGHT**

Stand: 2023

HMV-Nr.: 26.11.06.0029

Grundmodell

Technische Daten:

	STARLIGHT-NXT <i>(standard)</i>	STARLIGHT-NXT <i>(XL-Kit)</i>
SITZBREITE (Becken)	30 cm	30 cm
SITZBREITE (Knie)	35 cm	35 cm
SITZTIEFE	26 cm	32 cm
RÜCKENHÖHE	27 - 39 cm	44 - 53 cm
SCHEITELHÖHE	51 - 62 cm	67 - 76 cm
Höhe Thoraxpelotten	17 - 27 cm	25 - 38 cm
Abstand Thoraxpelotten	14 - 19 cm	
Rückenwinkel	90°	
Gesamthöhe	60 - 85 cm	
Gesamtbreite	50 cm	
Gesamttiefe	53 cm	
Gewicht	8,5 kg (ohne Zubehör)	
getestete Belastbarkeit	36 kg	

Standard-Ausstattung:

- crashgetestet nach ECE-R44/04
- 5-Punkt-Gurt mit gepolsterter Prallplatte und Gurtpolstern, Höhe einstellbar
- in Sitzfläche integrierte Gurtmechanik
- mehrfache Verstellung der Kopfstütze mit integrierter Gurtführung
- Zusatzpolsterung (20 mm/40 mm) für Rücken und Kopfstütze
- Getränkehalter, ausklappbar
- Bezug abnehm- und waschbar bei 30 °C
- NEU: ISOFIX-Adapter oder Klemmbügel standardmäßig in Basisaufnahme integriert



STARLIGHT-NXT
rot-schwarz
 (480000-D1)



STARLIGHT-NXT
grau-schwarz
 (480000-D2)




Zubehör, das die Basisaufnahme erforderlich macht



Basisaufnahme

Einmalig notwendig für das unten aufgeführte Zubehör;
inkl. Klemmbügel oder ISOFIX-Adapter!



(480000-BDK)



(480000-BDI)

Sitz-Dreh-Adapter

(480200-D)

Beifahrer-
seite
(standard)

Fahrerseite



Auslösemechanismus:
(unabhängig von der Drehrichtung)

innen
(standard)

außen
(480220-D)

Sitz-Schrägverstellung
(0° - 10°)
(480100-D)



erweiterte Sitz-Schrägverstellung + 10°
(10° - 20°)
(480110-D)




Bei Verwendung in unterschiedlichen Fahrzeugen, zusätzl.

ISOFIX-Adapter
(480575-D)



Klemmbügel
(480550-D)



Sandwich-Boden (unterhalb der Basisaufnahme)
(480790-D)



Sinnvoll in folgenden Situation:

- bei sehr sportlich geformten Kfz-Sitzen, um die dort übliche Vertiefung auszugleichen. Dadurch stabilere Position und mehr Freigängigkeit bei Nutzung des Drehadapters
- bei vorgelagerten Kfz-Isofix-Laschen, um mit dem STARFIGHT-NXT Kontakt zur Rückenlehne des Fahrzeugs zu ermöglichen (der ISOFIX-Adapter sitzt dann im Sandwich-Boden)
- ca. 1,5 kg Mehrgewicht

Fußbank

(480450-D)




hochklappbar*
(480452-D)



*480450-D notwendig!


Abstützbügel*
zum Fahrzeugboden
(480453-D)



*480450-D notwendig!

Fuß-Stützrolle

(480455-D)



Zubehör Stabilisierung

Kopf-Fixiersystem
 (480630-D) NEU!




Stütz- und Sicherheitspolster
 (480600-D)



5-Punkt-Gurt verlängert (inkl. Einzelverstellung)
 (480320-D)




Thoraxpelotten, Paar getrennt von einander höhen-, breiten- und tiefenverstellbar
 (480800-D)



laterale Führung Sitz
 (480810-D) NEU!




Sitzkissen zur Reduzierung der Sitztiefe (= 15 cm) und Rückenhöhe (= 25 cm)
 (480700-D)



Dadurch kann man sehr kleinen Kindern anbieten die Beine abzuwinkeln und die Füße auf der Sitzfläche abzustellen

Abduktionskeil, abnehmbar
 (480400-D)




XL-Kit (ab Scheitelhöhe 62 cm) NEU!

- verlängerter Gurt + Gurtpolster
- längeres Rückenpolster (2 anstatt 4 cm stark)
- ggfs. Adapterplatte (bei vorhandenen Pelotten)
- Einbauanleitung

(480300-D)

Nachrüstung* (480350-D)

*Seriennummer angeben:




sonstiges Zubehör

Schutzmatte (zum Schutz der Kfz-Sitze und / oder Beifahrersitz)
 (480780-D)




Verbindungsgurt für Schultergurte (für optimale Positionierung des Oberkörpers)
 (480640-D)



Sicherheits-Gurtschlosspolster

mit Druckknöpfen (480650-D)

mit Magnetverschluss inkl. Gurtschneidemesser (480655-D)



Anmerkungen

.....

.....

.....

.....

.....

.....