

Absender / Versandadresse:	Kom.:
	Auftragsbestätigung an (Email):
	Rechnung an (Email):

- Bestellung**
- Kostenvoranschlag**

Autokindersitz **IPAI** **NXT**

Preise zuzüglich ges. MwSt. Stand: 2023 HMV-Nr.: 26.11.06.0024

Grundmodell

Technische Daten:

	IPAI-NXT OHNE Polsterinlet	IPAI-NXT MIT Polsterinlet
SITZBREITE (Becken)	31 cm	26 cm
SITZBREITE (Knie)	34 cm	34 cm
SITZTIEFE	30 cm	27 cm
RÜCKENHÖHE	41 - 54 cm	38 - 51 cm
SCHEITELHÖHE	59 - 74 cm	56 - 71 cm
Höhe Thoraxpelotten	20 - 33 cm	17 - 30 cm
Abstand Thoraxpelotten	14 - 28 cm	
Rückenwinkel	85° - 160°	
Gesamthöhe	68 - 88 cm	
Gesamtbreite	51 cm	
Gesamttiefe	42 cm	
Gewicht	ab 7,0 kg	
getestete Belastbarkeit	36 kg	

Standard-Ausstattung:

- crashgetestet nach ECE-R44/04
- 5-Punkt-Gurt mit gepolsterter Prallplatte und Gurtpolstern, Höhe einstellbar
- in Sitzfläche integrierte Gurtmechanik
- stabile, breite Grundplatte aus Aluminium mit integrierter Mechanik für die stufenlos winkelverstellbare Rückenlehne (arretierbar)
- mehrfache Verstellung der Kopfstütze mit integrierter Gurtführung
- Zusatzpolsterung (20 mm) für Rücken und Kopfstütze
- NEU: ISOFIX-Adapter oder Klemmbügel standardmäßig in Basisaufnahme integriert



IPAI-NXT rot-schwarz
 (450000-D1)



IPAI-NXT grau-schwarz
 (450000-D2)



Gurtsystem

- Zentralverschluss mit Auslösung auf der Sitzfläche (450000-ZD)



- separate Gurtversteller an jedem Schultergurt im Brustbereich (450000-GD)




Zubehör, das die Basisaufnahme erforderlich macht



Basisaufnahme

Einmalig notwendig für das unten aufgeführte Zubehör;
inkl. Klemmbügel oder ISOFIX-Adapter!



(450000-BDK)



(450000-BDI)



Sitz-Dreh-Adapter

(450200-D)

- Beifahrerseite (standard)
- Fahrerseite



Auslösemechanismus:
(unabhängig von der Drehrichtung)

- innen (standard)
- außen (450220-D)

Sitz-Schrägverstellung
(0° - 10°)
(450100-D)



erweiterte Sitz-Schrägverstellung + 10°
(10° - 20°)
(450110-D)




Bei Verwendung in unterschiedlichen Fahrzeugen, zusätzl.

ISOFIX-Adapter
(450575-D)



Klemmbügel
(450550-D)



Sandwich-Boden (unterhalb der Basisaufnahme)
(450790-D)



Sinnvoll in folgenden Situation:

- bei sehr sportlich geformten Kfz-Sitzen, um die dort übliche Vertiefung auszugleichen. Dadurch stabilere Position und mehr Freigängigkeit bei Nutzung des Drehadapters
- bei vorgelagerten Kfz-Isfix-Laschen, um mit dem IPAI-NXT Kontakt zur Rückenlehne des Fahrzeugs zu ermöglichen (der ISOFIX-Adapter sitzt dann im Sandwich-Boden)
- ca. 1,5 kg Mehrgewicht

Fußbank

(450450-D)




hochklappbar*
(450452-D)



*450450-D notwendig!




Abstützbügel*
zum Fahrzeugboden
(450453-D)









*450450-D notwendig!

Fuß-Stützrolle

(450455-D)



Polster-Inlet

<input type="checkbox"/> Rückenpolster (450700-D)  <p>ST verringert sich um 3 cm</p>	<input type="checkbox"/> Sitzpolster (450720-D)  <p>RH verringert sich um 3 cm</p>	<input type="checkbox"/> Kopfpolster, Paar (450740-D)  <p>Kopfstütze wird um 5 cm enger</p>	<input type="checkbox"/> Hinterkopfpolster (450750-D)  <p>Kopf kommt 2 cm weiter vor</p>	<input type="checkbox"/> Oberkörperführungspolster, Paar (450710-D)  <p>RB wird um 6 cm schmaler</p>	<input type="checkbox"/> Beckenführungspolster, Paar (450730-D)  <p>SB wird um 6 cm schmaler</p>
--	--	---	---	--	--

Zubehör Stabilisierung

<input type="checkbox"/> Abduktionskeil (450400-D) 	<input type="checkbox"/> Kopf-Fixiersystem (450630-D) 	<input type="checkbox"/> Stütz- und Sicherheitspolster (450600-D) 	<input type="checkbox"/> Thoraxpelotten, Paar, höhen-, breiten-, tiefenverst. (450800-D) 
<input type="checkbox"/> Sitztiefen-Adapter (450850-D) NEU! 	<input type="checkbox"/> laterale Führung Sitz (450810-D) NEU! 	<input type="checkbox"/> Verbindungsgurt für Schultergurte (450640-D) 	<p>Anmerkungen</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

sonstiges Zubehör

<p>Schutzmatte (zum Schutz der Kfz-Sitze und / oder Beifahrersitz)</p> <input type="checkbox"/> (450780-D) 	<p>Sicherheits-Gurtschlosspolster</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div> <input type="checkbox"/> mit Druckknöpfen (450650-D)  </div> <div> <input type="checkbox"/> mit Magnetverschluss (450655-D)  </div> </div>
--	--