

Absender / Versandadresse:	Kom.:
	Auftragsbestätigung an (Email):
	Rechnung an (Email):

- Bestellung**
- Kostenvoranschlag**

Reha-Autokindersitz **KIDSFLEX**

Preise zuzüglich ges. MwSt. Stand: 2023 HMV-Nr.: 26.11.06.0014

Grundmodell

	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 2XL
Gesamthöhe	74 cm	80 cm	90 cm
Scheitelhöhe	67 cm	73 cm	82 cm
Rückenhöhe NEU	37 - 51 cm	41 - 57 cm	47 - 65 cm
Sitzbreite	31 cm	35 cm	40 cm
Sitztiefe (einstellbar)	28 - 33 cm	34 - 39 cm	40 - 46 cm
Höhe Thoraxpelotten	26 - 36 cm	26 - 36 cm	34 - 44 cm
Höhe Oberkörperführungsp.	30 - 40 cm	30 - 40 cm	38 - 48 cm
Abstand Thoraxpelotten/OKFP	16 - 28 cm	19 - 32 cm	24 - 37 cm
Gewicht	8,2 kg	8,9 kg	12,3 kg
getestete Belastbarkeit	22 kg	36 kg	75 kg

Standard-Ausstattung:

- crashgetestet in Anlehnung an ECE-44/03
- einstellbare Sitztiefe
- integrierte Kopfstütze (ohne Seitenführung!)
- Polsterung mit Bezug
- Gurtführung (rechts oder links montiert)
- stufenlose Rückenwinkelverstellung
- 5-Punkt-Gurt mit Prallpolster und Schulterpolsterungen
- Basisrahmen zur Aufnahme von einer Fußstütze
- Isofix-Adapter / Klemmbügel inklusive NEU



- Gr. 1
Schw./Rot
(300000-D1)
- Gr. 1
Schw./Blau
(300000-D2)

- Gr. 2
Schw./Rot
(310000-D1)
- Gr. 2
Schw./Blau
(310000-D2)

- Gr. 2XL
Schw./Grau
(310000-D-XL)

- SONDERBAU - weiter auf Seite 3 (310000-D-SB) NEU

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Bitte IMMER eine Auswahl treffen:

Gurtführung:





- LINKS
(Fahrerseite)
(300000-L)
- RECHTS
(Beifahrerseite)
(300000-R)

Fixierung:




- ISOFIX-Adapter
(300000-I)
- Klemmbügel
(300000-K)




- Beckenpolster
verstärkt (SB - 4 cm)
(300850-D)

Zubehör Stabilisierung




<input type="checkbox"/> Kopfstütze, höhenverstellbar mit weicher Seitenführung (300050-D) 	<input type="checkbox"/> Kopfstütze, höhenverstellbar mit Kick-Back-Sicherung (300025-D) 	<input type="checkbox"/> Kopf-Fixiersystem (300630-D) 	<p>Beinführungen, gepolstert</p> <input type="checkbox"/> links (300350-D) <input type="checkbox"/> rechts (300355-D) 
---	---	--	--

NEU!

<input type="checkbox"/> Abduktionskeil, gepolstert, abnehmbar <input type="checkbox"/> Gr. 1 (300400-D) <input type="checkbox"/> Gr. 2 (310400-D) <input type="checkbox"/> Gr. 2XL (310400-D-XL) 	<input type="checkbox"/> Fußbank, höhen- und winkelverstellbar <input type="checkbox"/> Gr. 1 (300450-D) <input type="checkbox"/> Gr. 2 und 2XL (310450-D) <input type="checkbox"/> hochklappbar (300452-D) 	<input type="checkbox"/> Fußstützrolle, höhen- und winkelverst. <input type="checkbox"/> Gr. 1 (300455-D) <input type="checkbox"/> Gr. 2 und 3 (310455-D) 
--	---	---

<input type="checkbox"/> Thoraxpelotten, gepolstert (Höhe: 11 cm, Tiefe: 15 cm) <input type="checkbox"/> starr (300500-D) <input type="checkbox"/> schwenkbar (300505-D) 	<input type="checkbox"/> Oberkörperführungspelotten, gepol. (Höhe: 21 cm, Tiefe: 16 cm) <input type="checkbox"/> starr (300510-D) <input type="checkbox"/> schwenkbar (300515-D) 	<input type="checkbox"/> Schulterführungspelotten, gepolstert, höhen- und seitenverstellbar (300700-D) 
--	---	---

Zubehör Rahmen

<input type="checkbox"/> Sitz-Dreh-Adapter (300200-D) <input type="radio"/> Beifahrerseite (standard) <input type="radio"/> Fahrerseite  <p>Auslösemechanismus:</p> <input type="radio"/> innen (standard) <input type="radio"/> außen (nicht für Gr. 2XL) • aufpreisfrei! • (300220-D)	<input type="checkbox"/> Sitz-Schrägverstellung (0° - 10°) <input type="checkbox"/> Gr. 1 (300100-D) <input type="checkbox"/> Gr. 2 (310100-D) <input type="checkbox"/> Gr. 2XL (310100-D-XL) 	<input type="checkbox"/> erweiterte Sitz-Schrägverstellung (10° - 20°) <input type="checkbox"/> Gr. 1 (300105-D) <input type="checkbox"/> Gr. 2 (310105-D) <input type="checkbox"/> Gr. 2XL (310105-D-XL) 
<input type="checkbox"/> Sandwich-Boden (unterhalb der Basisaufnahme) (300790-D) Sinnvoll in folgenden Situation: <ul style="list-style-type: none"> • bei sehr sportlich geformten Kfz-Sitzen, um die dort übliche Vertiefung auszugleichen. Dadurch stabilere Position und mehr Freigängigkeit bei Nutzung des Drehadapters • bei vorgelagerten Kfz-Isfix-Laschen, um mit dem IPAI-NXT Kontakt zur Rückenlehne des Fahrzeugs zu ermöglichen (der ISOFIX-Adapter sitzt dann im Sandwich-Boden) • ca. 1,5 kg Mehrgewicht 		

NEU!

NEU!

Zubehör Montage im Auto

Bei Verwendung in unterschiedlichen Fahrzeugen, zusätzl.


ISOFIX-Adapter

- Gr. 1 (300575-D)
- Gr. 2 & 3 (310575-D)




Klemmbügel

- Gr. 1 (300550-D)
- Gr. 2 und 3 (310550-D)



Abstützbügel zum Fahrzeugboden*

- (310453-D)



*300450-D bzw. 310450-D notwendig!

2. Gurtführung (gegenüberliegende Seite)

- (300075-D)



Zubehör Sicherheit

Stütz- und Sicherheitspolster

- Gr. 1 (300600-D)
- Gr. 2 (310600-D)
- Gr. 2XL (310600-D-XL)



Sicherheits-Gurtschlosspolster mit Druckknöpfen

- (300650-D)

Das Gurtschloss wird verdeckt, so dass es für spielende Kinder schwieriger wird dieses zu öffnen!



Sicherheits-Gurtschlosspolster mit Magnetverschluss, inkl. Gurtschneidemesser

- (300655-D)



Schutzmatte (zum Schutz der Kfz-Sitze und / oder Beifahrersitz)

- (300780-D)



Bezugsfarbe abweichend vom Standard (siehe Seite 1)

(300800-D)

[ein X bedeutet einfarbig, zwei X bedeutet zweifarbig]

	innen	außen
<input type="checkbox"/> rot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> blau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> schwarz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> grau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Verbindungsgurt für Schultergurte (für optimale Positionierung des Oberkörpers)



- (300640-D)



Sonderbau

SONDERBAU (310000-D-SB)

Die Aufwandspauschale wird stets individuell in Abhängigkeit der gewünschten Maße berechnet. Deshalb **IMMER** einen Kostenvoranschlag anfordern. (Max. Belastbarkeit: 75 kg; Bezugsfarbe: grau-schwarz)



Patientenmaße:

- a (Sitzbreite): _____
- b (Sitztiefe): _____
- c (Rückenhöhe): _____
- d (Scheitelhöhe): _____
- e (Unterschenkellänge): _____
- f (Thoraxbreite): _____

Blechmaße:

- a (Sitzbreite): _____
- b (Sitztiefe): _____
- c (Rückenhöhe): _____
- d (Scheitelhöhe): _____

Stoff, pro lfd. Meter (300000-X)

- rot (-B) _____ m
- blau (-D) _____ m
- schwarz (-C) _____ m
- grau (-E) _____ m

ohne Polster und Bezug (300000-OP)

Einarbeitung eines individ. Schaumstoff-Korpuses (300940-D)

Anfertigung eines Bezugs für einen individuellen Schaumstoff-Korpus (300810-D)