

| | |
|-----------------------------------|--|
| Absender / Versandadresse: | Kom.: |
| | Auftragsbestätigung an (Email): |
| | Rechnung an (Email): |

- Bestellung**
- Kostenvoranschlag**

Reha-Autokindersitz **KIDSFLEX**

Stand: 2025

HMV-Nr.: 26.11.06.0014

Grundmodell

| | Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 2XL |
|-----------------------------|------------|------------|------------|
| Gesamthöhe | 74 cm | 80 cm | 90 cm |
| Scheitelhöhe | 67 cm | 73 cm | 82 cm |
| Rückenhöhe | 37 - 51 cm | 41 - 57 cm | 47 - 65 cm |
| Sitzbreite | 31 cm | 35 cm | 40 cm |
| Sitztiefe (einstellbar) | 28 - 33 cm | 34 - 39 cm | 40 - 46 cm |
| Höhe Thoraxpelotten | 26 - 36 cm | 26 - 36 cm | 34 - 44 cm |
| Höhe Oberkörperführungsp. | 30 - 40 cm | 30 - 40 cm | 38 - 48 cm |
| Abstand Thoraxpelotten/OKFP | 16 - 28 cm | 19 - 32 cm | 24 - 37 cm |
| Gewicht | 8,2 kg | 8,9 kg | 12,3 kg |
| getestete Belastbarkeit | 22 kg | 36 kg | 75 kg |

Standard-Ausstattung:

- crashgetestet in Anlehnung an ECE-44/03
- einstellbare Sitztiefe
- integrierte Kopfstütze (ohne Seitenführung!)
- Polsterung mit Bezug
- Gurtführung (rechts oder links montiert)
- stufenlose Rückenwinkelverstellung
- 5-Punkt-Gurt mit Prallpolster und Schulterpolsterungen
- Basisrahmen zur Aufnahme von einer Fußstütze
- Isofix-Adapter / Klemmbügel inklusive



- Gr. 1
Schw./Rot
(300000-D1)
- Gr. 1
Schw./Blau
(300000-D2)

- Gr. 2
Schw./Rot
(310000-D1)
- Gr. 2
Schw./Blau
(310000-D2)

- Gr. 2XL
Schw./Grau
(310000-D-XL)

- SONDERBAU - weiter auf Seite 3 (310000-D-SB)

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Bitte IMMER eine Auswahl treffen:

Gurtführung:





- LINKS
(Fahrerseite)
(300000-L)
- RECHTS
(Beifahrerseite)
(300000-R)




Fixierung:



- ISOFIX-Adapter
(300000-I)
- Klemmbügel
(300000-K)

- Beckenpolster
verstärkt (SB - 4 cm)
(300850-D)




Zubehör Stabilisierung

| | | | |
|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Kopfstütze, höhenverstellbar mit weicher Seitenführung (300050-D)  | <input type="checkbox"/> Kopfstütze, höhenverstellbar mit Kick-Back-Sicherung (300025-D)  | <input type="checkbox"/> Kopf-Fixiersystem (300630-D)  | Beinführungen, gepolstert <input type="checkbox"/> links (300350-D) <input type="checkbox"/> rechts (300355-D)  |
|---|---|---|--|

| | | |
|---|--|--|
| Abduktionskeil, gepolstert, abnehmbar <input type="checkbox"/> Gr. 1 (300400-D) <input type="checkbox"/> Gr. 2 (310400-D) <input type="checkbox"/> Gr. 2XL (310400-D-XL)  | Fußbank, höhen- und winkelverstellbar <input type="checkbox"/> Gr. 1 (300450-D) <input type="checkbox"/> Gr. 2 und 2XL (310450-D) <input type="checkbox"/> hochklappbar (300452-D)  | Fußstützrolle, höhen- und winkelverst. <input type="checkbox"/> Gr. 1 (300455-D) <input type="checkbox"/> Gr. 2 und 3 (310455-D)  |
|---|--|--|

| | | |
|--|---|---|
| Thoraxpelotten, gepolstert (Höhe: 11 cm, Tiefe: 15 cm) <input type="checkbox"/> starr (300500-D) <input type="checkbox"/> schwenkbar (300505-D)  | Oberkörperführungspelotten, gepol. (Höhe: 21 cm, Tiefe: 16 cm) <input type="checkbox"/> starr (300510-D) <input type="checkbox"/> schwenkbar (300515-D)  | Schulterführungspelotten, gepolstert, höhen- und seitenverstellbar <input type="checkbox"/> (300700-D)  |
|--|---|---|

Zubehör Rahmen

| | | |
|--|--|---|
| Sitz-Dreh-Adapter <input type="checkbox"/> (300200-D) <input type="radio"/> Beifahrerseite (standard) <input type="radio"/> Fahrerseite  | Sitz-Schrägverstellung (0° - 10°) <input type="checkbox"/> Gr. 1 (300100-D) <input type="checkbox"/> Gr. 2 (310100-D) <input type="checkbox"/> Gr. 2XL (310100-D-XL)  | erweiterte Sitz-Schrägverstellung (10° - 20°) <input type="checkbox"/> Gr. 1 (300105-D) <input type="checkbox"/> Gr. 2 (310105-D) <input type="checkbox"/> Gr. 2XL (310105-D-XL)  |
|--|--|---|

Auslösemechanismus:

innen (standard)

außen (nicht für Gr. 2XL)
• aufpreisfrei! • (300220-D)

Sandwich-Boden (unterhalb der Basisaufnahme)
(300790-D) Sinnvoll in folgenden Situation:


- bei sehr sportlich geformten Kfz-Sitzen, um die dort übliche Vertiefung auszugleichen. Dadurch stabilere Position und mehr Freigängigkeit bei Nutzung des Drehadapters
- bei vorgelagerten Kfz-Isfix-Laschen, um mit dem IPAI-NXT Kontakt zur Rückenlehne des Fahrzeugs zu ermöglichen (der ISOFIX-Adapter sitzt dann im Sandwich-Boden)
- ca. 1,5 kg Mehrgewicht

Zubehör Montage im Auto

Bei Verwendung in unterschiedlichen Fahrzeugen, zusätzl.


ISOFIX-Adapter

- Gr. 1 (300575-D)
- Gr. 2 & 3 (310575-D)




Klemmbügel

- Gr. 1 (300550-D)
- Gr. 2 und 3 (310550-D)



Abstützbügel zum Fahrzeugboden*

- (310453-D)



*300450-D bzw. 310450-D notwendig!

2. Gurtführung (gegenüberliegende Seite)

- (300075-D)



Zubehör Sicherheit

Stütz- und Sicherheitspolster

- Gr. 1 (300600-D)
- Gr. 2 (310600-D)
- Gr. 2XL (310600-D-XL)



Sicherheits-Gurtschlosspolster

- Abdeckung m. Druckknöpfen (300650-D)



- mit HERNIK Security Key* (300655-D)



*inkl. Gurtschneidemesser

Schutzmatte (zum Schutz der Kfz-Sitze und / oder Beifahrersitz)

- (300780-D)



Bezugsfarbe abweichend vom Standard (siehe Seite 1) (300800-D)

[ein X bedeutet einfarbig, zwei X bedeutet zweifarbig,

| | innen | außen |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> rot | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> blau | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> schwarz | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> grau | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Verbindungsgurt für Schultergurte (für optimale Positionierung des Oberkörpers)



- (300640-D)



Sonderbau

SONDERBAU (310000-D-SB)

Die Aufwandspauschale wird stets individuell in Abhängigkeit der gewünschten Maße berechnet. Deshalb **IMMER** einen Kostenvoranschlag anfordern. (Max. Belastbarkeit: 75 kg; Bezugsfarbe: grau-schwarz)



Patientenmaße:

- a (Sitzbreite): _____
- b (Sitztiefe): _____
- c (Rückenhöhe): _____
- d (Scheitelhöhe): _____
- e (Unterschenkellänge): _____
- f (Thoraxbreite): _____

Blechmaße:

- a (Sitzbreite): _____
- b (Sitztiefe): _____
- c (Rückenhöhe): _____
- d (Scheitelhöhe): _____

Stoff, pro lfd. Meter (300000-X)

- rot (-B) _____ m
- blau (-D) _____ m
- schwarz (-C) _____ m
- grau (-E) _____ m

ohne Polster und Bezug (300000-OP)

- Einarbeitung eines individ. Schaumstoff-Korpuses (300940-D)
- Anfertigung eines Bezugs für einen individuellen Schaumstoff-Korpus (300810-D)