

<b>Absender / Versandadresse:</b>	<b>Kom.:</b>
	<b>Auftragsbestätigung an (Email):</b>
	<b>Rechnung an (Email):</b>

**Bestellung**

**Kostenvoranschlag**

# Reha-Autokindersitz **KIDSFLEX**

Stand: 2025

HMV-Nr.: 26.11.06.0014

## Grundmodell

	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 2XL
Gesamthöhe	74 cm	80 cm	90 cm
Scheitelhöhe	67 cm	73 cm	82 cm
Rückenhöhe	37 - 51 cm	41 - 57 cm	47 - 65 cm
Sitzbreite	31 cm	35 cm	40 cm
Sitztiefe (einstellbar)	28 - 33 cm	34 - 39 cm	40 - 46 cm
Höhe Thoraxpelotten	26 - 36 cm	26 - 36 cm	34 - 44 cm
Höhe Oberkörperführungsp.	30 - 40 cm	30 - 40 cm	38 - 48 cm
Abstand Thoraxpelotten/OKFP	16 - 28 cm	19 - 32 cm	24 - 37 cm
Gewicht	8,2 kg	8,9 kg	12,3 kg
getestete Belastbarkeit	22 kg	36 kg	75 kg

### Standard-Ausstattung:

- crashgetestet in Anlehnung an ECE-44/03
- einstellbare Sitztiefe
- integrierte Kopfstütze (ohne Seitenführung!)
- Polsterung mit Bezug
- Gurtführung (rechts oder links montiert)
- stufenlose Rückenwinkelverstellung
- 5-Punkt-Gurt mit Prallpolster und Schulterpolsterungen
- Basisrahmen zur Aufnahme von einer Fußstütze
- Isofix-Adapter / Klemmbügel inklusive



Gr. 1  
Schw./Rot  
(300000-D1)

Gr. 2  
Schw./Rot  
(310000-D1)

Gr. 2XL  
Schw./Grau  
(310000-D-XL)

Gr. 1  
Schw./Blau  
(300000-D2)

Gr. 2  
Schw./Blau  
(310000-D2)

SONDERBAU - weiter auf Seite 3 (310000-D-SB)

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

### Bitte IMMER eine Auswahl treffen:

#### Gurtführung:





- LINKS  
(Fahrerseite)  
(300000-L)
- RECHTS  
(Beifahrerseite)  
(300000-R)




#### Fixierung:

- ISOFIX-Adapter  
(300000-I)
- Klemmbügel  
(300000-K)

- Beckenpolster  
verstärkt (SB - 4 cm)  
(300850-D)




**Zubehör Stabilisierung**

<input type="checkbox"/> <b>Kopfstütze, höhenverstellbar mit weicher Seitenführung</b> (300050-D) 	<input type="checkbox"/> <b>Kopfstütze, höhenverstellbar mit Kick-Back-Sicherung</b> (300025-D) 	<input type="checkbox"/> <b>Kopf-Fixiersystem</b> (300630-D) 	<b>Beinführungen, gepolstert</b> <input type="checkbox"/> links (300350-D) <input type="checkbox"/> rechts (300355-D) 
---	---	---	--

<b>Abduktionskeil, gepolstert, abnehmbar</b> <input type="checkbox"/> Gr. 1 (300400-D) <input type="checkbox"/> Gr. 2 (310400-D) <input type="checkbox"/> Gr. 2XL (310400-D-XL) 	<b>Fußbank, höhen- und winkelverstellbar</b> <input type="checkbox"/> Gr. 1 (300450-D) <input type="checkbox"/> Gr. 2 und 2XL (310450-D) <input type="checkbox"/> hochklappbar (300452-D) 	<b>Fußstützrolle, höhen- und winkelverst.</b> <input type="checkbox"/> Gr. 1 (300455-D) <input type="checkbox"/> Gr. 2 und 3 (310455-D) 
---	--	--

<b>Thoraxpelotten, gepolstert</b> (Höhe: 11 cm, Tiefe: 15 cm) <input type="checkbox"/> starr (300500-D) <input type="checkbox"/> schwenkbar (300505-D) 	<b>Oberkörperführungspelotten, gepol.</b> (Höhe: 21 cm, Tiefe: 16 cm) <input type="checkbox"/> starr (300510-D) <input type="checkbox"/> schwenkbar (300515-D) 	<b>Schulterführungspelotten, gepolstert, höhen- und seitenverstellbar</b> <input type="checkbox"/> (300700-D) 
--	---	---

**Zubehör Rahmen**

<b>Sitz-Dreh-Adapter</b> <input type="checkbox"/> (300200-D) <input type="radio"/> Beifahrerseite (standard) <input type="radio"/> Fahrerseite 	<b>Sitz-Schrägverstellung (0° - 10°)</b> <input type="checkbox"/> Gr. 1 (300100-D) <input type="checkbox"/> Gr. 2 (310100-D) <input type="checkbox"/> Gr. 2XL (310100-D-XL) 	<b>erweiterte Sitz-Schrägverstellung (10° - 20°)</b> <input type="checkbox"/> Gr. 1 (300105-D) <input type="checkbox"/> Gr. 2 (310105-D) <input type="checkbox"/> Gr. 2XL (310105-D-XL) 
--	--	---

**Auslösemechanismus:**

innen (standard)

außen (nicht für Gr. 2XL)  
• aufpreisfrei! • (300220-D)

**Sandwich-Boden (unterhalb der Basisaufnahme)**  
(300790-D) Sinnvoll in folgenden Situation:

- bei sehr sportlich geformten Kfz-Sitzen, um die dort übliche Vertiefung auszugleichen. Dadurch stabilere Position und mehr Freigängigkeit bei Nutzung des Drehadapters
- bei vorgelagerten Kfz-Isfix-Laschen, um mit dem IPAI-NXT Kontakt zur Rückenlehne des Fahrzeugs zu ermöglichen (der ISOFIX-Adapter sitzt dann im Sandwich-Boden)
- ca. 1,5 kg Mehrgewicht

**Zubehör Montage im Auto**

**Bei Verwendung in unterschiedlichen Fahrzeugen, zusätzl.**


**ISOFIX-Adapter**

- Gr. 1 (300575-D)
- Gr. 2 & 3 (310575-D)




**Klemmbügel**

- Gr. 1 (300550-D)
- Gr. 2 und 3 (310550-D)



**Abstützbügel zum Fahrzeugboden\***

- (310453-D)



\*300450-D bzw. 310450-D notwendig!

**2. Gurtführung (gegenüberliegende Seite)**

- (300075-D)



**Zubehör Sicherheit**

**Stütz- und Sicherheitspolster**

- Gr. 1 (300600-D)
- Gr. 2 (310600-D)
- Gr. 2XL (310600-D-XL)



**Sicherheits-Gurtschlosspolster mit Druckknöpfen**

- (300650-D)

Das Gurtschloss wird verdeckt, so dass es für spielende Kinder schwieriger wird dieses zu öffnen!



**Sicherheits-Gurtschlosspolster mit Magnetverschluss, inkl. Gurtschneidmesser**

- (300655-D)



**Schutzmatte (zum Schutz der Kfz-Sitze und / oder Beifahrersitz)**

- (300780-D)



**Bezugsfarbe abweichend vom Standard (siehe Seite 1)**

- (300800-D)

[ein X bedeutet einfarbig, zwei X bedeutet zweifarbig]

	innen	außen
<input type="checkbox"/> rot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> blau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> schwarz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> grau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Verbindungsgurt für Schultergurte (für optimale Positionierung des Oberkörpers)**



- (300640-D)



**Sonderbau**

**SONDERBAU (310000-D-SB)**

Die Aufwandspauschale wird stets individuell in Abhängigkeit der gewünschten Maße berechnet. Deshalb **IMMER** einen Kostenvoranschlag anfordern. (Max. Belastbarkeit: 75 kg; Bezugsfarbe: grau-schwarz)



**Patientenmaße:**

- a (Sitzbreite): \_\_\_\_\_
- b (Sitztiefe): \_\_\_\_\_
- c (Rückenhöhe): \_\_\_\_\_
- d (Scheitelhöhe): \_\_\_\_\_
- e (Unterschenkellänge): \_\_\_\_\_
- f (Thoraxbreite): \_\_\_\_\_

**Blechmaße:**

- a (Sitzbreite): \_\_\_\_\_
- b (Sitztiefe): \_\_\_\_\_
- c (Rückenhöhe): \_\_\_\_\_
- d (Scheitelhöhe): \_\_\_\_\_

**Stoff, pro lfd. Meter (300000-X)**

- rot (-B) \_\_\_\_\_ m
- blau (-D) \_\_\_\_\_ m
- schwarz (-C) \_\_\_\_\_ m
- grau (-E) \_\_\_\_\_ m

**ohne Polster und Bezug (300000-OP)**

**Einarbeitung eines individ. Schaumstoff-Korpuses (300940-D)**

**Anfertigung eines Bezugs für einen individuellen Schaumstoff-Korpus (300810-D)**