

Zubehör Stabilisierung

Kopfstütze, höhenverstellbar mit Kick-Back-Sicherung (im Lieferumfang enthalten)



Kopf-Fixiersystem (300630-D)



Beinführungen, gepolstert

links (300350-D)

rechts (300355-D)



Abduktionskeil, gepolstert, abnehmbar

Gr. 1 (300400-D)

Gr. 2 (310400-D)

Gr. 2XL (310400-D-XL)



Fußbank, höhen- und winkelverstellbar

Gr. 1 (300450-D)

Gr. 2 und 2XL (310450-D)


hochklappbar (300452-D)



Fußstützrolle, höhen- und winkelverst.

Gr. 1 (300455-D)

Gr. 2 und 3 (310455-D)



Thoraxpelotten, gepolstert (Höhe: 11 cm, Tiefe: 15 cm)

starr (im Lieferumfang enth.)

schwenkbar (300505-D3)



Oberkörperführungspelotten, gepol. (Höhe: 21 cm, Tiefe: 16 cm)

starr (300510-D3)

schwenkbar (300515-D3)



Schulterführungspelotten, gepolstert, höhen- und seitenverstellbar (im Lieferumfang enthalten)




Zubehör Rahmen

Sitz-Dreh-Adapter

(300200-D)

Beifahrerseite (standard)

Fahrerseite



Auslösemechanismus:

innen (standard)

außen (nicht für Gr. 2XL)
• aufpreisfrei! • (300220-D)



Sitz-Schrägverstellung (0° - 10°)

Gr. 1 (300100-D)

Gr. 2 (310100-D)

Gr. 2XL (310100-D-XL)



erweiterte Sitz-Schrägverstellung (10° - 20°)

Gr. 1 (300105-D)

Gr. 2 (310105-D)

Gr. 2XL (310105-D-XL)



Sandwich-Boden (unterhalb der Basisaufnahme) (300790-D)

Sinnvoll in folgenden Situation:

- bei sehr sportlich geformten Kfz-Sitzen, um die dort übliche Vertiefung auszugleichen. Dadurch stabilere Position und mehr Freigängigkeit bei Nutzung des Drehadapters
- bei vorgelagerten Kfz-Isfix-Laschen, um mit dem KIDSFLEX Kontakt zur Rückenlehne des Fahrzeugs zu ermöglichen (der ISOFIX-Adapter sitzt dann im Sandwich-Boden)
- ca. 1,5 kg Mehrgewicht



