


HERO

XXL

Der Reboarder für große Kinder

Hernik



 2-9 Jahre

61-125 cm

bis 36 kg



Komfortabel & sicher

Wir setzen auf **modernste Technik**, um unsere Produkte sicher zu machen.

- ✓ Beste Bewertungen auf Vergleichsportalen
- ✓ Zugelassen nach R129



Vertrauen auf Erfahrung

Seit **20 Jahren** arbeiten wir daran die besten Produkte zu entwickeln und herzustellen.

- ✓ Einziger Reboard-Reha-Autositz mit vollständiger europäischer Zulassung



Made in Germany

All unsere Produkte werden in **Deutschland entwickelt und produziert.**

- ✓ Zertifiziert nach der **ISO 9001**

Weitere Produkte aus dem Hause Hernik




Kindersitze für jede Größe

HERNIK begleitet Ihr Kind vom Kleinkind- bis hin zum Erwachsenenalter (von 0 - 75 kg). Bei komplexeren Anforderungen oder individuellen Wünschen, bieten wir außerdem Speziallösungen im Sonderbau an.

Kopfschutzhelme und Sitzschalenkonzepte

Mit unserem breiten Sortiment an Kopfschutzhelmen bieten wir jedem Kopf den nötigen Schutz vor Verletzungen. Vor allem unser CAPOVARIO ist ein echtes Highlight, der durch seine besondere Konstruktion den Alltag deutlich erleichtert.

Außerdem versorgen wir Sie mit individuellen Sitzschalen, wie den Aluminium-Schalen ANATOMIC UNICO und ANATOMIC FLEX.



Hernik

**Entdecken Sie die ganze
Auswahl auf hernik.de**

Hernik GmbH

Auf der Gröb 2c
83064 Raubling

+49 (0)8035-9580448
info@hernik.de
www.hernik.de



Der große Reboarder

Der HERO-XL beeindruckt mit der Möglichkeit, auch größere Kinder rückwärtsgerichtet zu transportieren. Meist ist dies die sicherste und optimalste Position für Kinder mit eingeschränkter Rumpf- und Kopfkontrolle.

Das adaptierte Polstersystem sorgt dabei für perfekten Halt und Komfort.




1	Gesamthöhe	65 - 82 cm
2	Gesamtbreite	43 cm
3	Gesamttiefe	55 cm
-	Gewicht	ab 13 kg

Individuell wie Ihr Kind

HERNIK bietet verschiedenes Zubehör, um den HERO-XL noch besser an die Bedürfnisse Ihres Kindes anpassen zu können. So kann der Autositz beispielsweise mit einem **Abduktionskeil (4)**, einem **Sitztiefenadapter (5)** und einem **Stütz- und Sicherheitspolster (6)** konfiguriert werden.

Kinder mit schwacher Rumpfkontrolle haben meist das Bedürfnis nach einem festen, stabilen Halt. Dies ermöglichen die **Thoraxpelotten (7)** aus Aluminium, welche völlig flexibel in der Breite und Höhe an den Körper des Kindes angepasst werden können. Dabei werden unvermeidbare Kräfte beim Beschleunigen, Bremsen und Kurvenfahren aufgefangen, damit sich Ihr Kind sicher und geborgen fühlt.



Auf die vielen positiven Kundenbewertungen sind wir sehr stolz. Auf unserer Website erfahren Sie, warum HERNIK bei Vergleichsportalen regelmäßig Spitzenbewertungen erzielt.

**Markus Jacksch,
Geschäftsführer**

Installation per Gurtsystem

Der HERO-XL benötigt keinen ISOFIX-Anschluss und wird durch Gurte im Fahrzeug verspannt, wodurch Rückwärtsfahren bis 125 cm und 36 kg ermöglicht wird.

Er lässt sich somit in nahezu jedes Fahrzeug einbauen.

Der Reboarder ist der bisher einzige rückwärtsgerichtete Reha-Autositz mit vollständiger europäischer Zulassung nach R-129 (Zulassungsnummer: E4-08025600).



Sichere Sache

5-Punkt-Gurt inkl. Polsterung ①

Der integrierte 5-Punkt-Gurt fixiert Ihr Kind und gewährleistet bei einem eventuellen Unfall maximale Sicherheit. Er lässt sich ganz einfach über einen Schnellverschluss bedienen.

Dynamische Kopfstütze ②

Die dynamische Kopfstütze kann per Schnellverschluss stufenlos in der Höhe verstellt und so individuell an die Größe Ihres Kindes angepasst werden

Seitenaufprallschutz ③

Der Seitenaufprallschutz erhöht die Sicherheit beim Seitenaufprall und wird an der zur Fahrzeurtür gerichteten Seite montiert, wodurch mehr Platz im Innenraum zur Verfügung steht.

Wir sind uns sicher: Die besten Sitze können wir nur gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln. Deshalb freuen wir uns sehr über Ihre Verbesserungsvorschläge und werden diese in unsere Entwicklung einfließen lassen.

Schreiben Sie uns gerne eine Nachricht an:
info@hernik.de

