

Absender / Versandadresse:	Kom.:
	Auftragsbestätigung an (Email):
	Rechnung an (Email):

- Bestellung**
- Kostenvoranschlag**

# Autokindersitz HERO XXL

Preise zuzüglich ges. MwSt. Stand: 2024 HMV-Nr.: 26.11.06.0024


## Grundmodell

### Technische Daten:

	HERO-XL
SITZBREITE (Becken)	24 cm
SITZBREITE (Knie)	27 cm
SITZTIEFE	25 - 34 cm
RÜCKENHÖHE	28 - 45 cm
SCHEITELHÖHE	48 - 68 cm
Höhe Thoraxpelotten	13 - 20 cm
Gesamthöhe	65 - 82 cm
Gesamtbreite	43 cm
Gesamttiefe	55 cm
getestete Belastbarkeit	36 kg

### Standard-Ausstattung:

- zugelassen nach ECE-R 129/03
- 5-Punkt-Gurt mit Polsterung
- Kopfstütze höhenverstellbar
- zusätzliche Polsterung für Sitz, Rücken und Kopfstütze
- große Sitzneigung
- Befestigungsgurte
- Seitenaufprallschutz
- Bezüge waschbar (30 °C)



*Hinweis: ISOFIX Verriegelungen im Auto sind nicht notwendig!*

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.



