

Absender / Versandadresse:	Kom.:
	Auftragsbestätigung an (Email):
	Rechnung an (Email):

- Bestellung**
- Kostenvoranschlag**

Autokindersitz HERO XXL

Preise zuzüglich ges. MwSt. Stand: 2025 HMV-Nr.: 26.11.06.0033

Grundmodell

Technische Daten:

	HERO-XL
SITZBREITE (Becken)	24 cm
SITZBREITE (Knie)	27 cm
SITZTIEFE	25 - 34 cm
RÜCKENHÖHE	28 - 45 cm
SCHEITELHÖHE	48 - 68 cm
Höhe Thoraxpelotten	13 - 20 cm
Gesamthöhe	65 - 82 cm
Gesamtbreite	43 cm
Gesamttiefe	55 cm
getestete Belastbarkeit	36 kg

Standard-Ausstattung:



- zugelassen nach ECE-R 129/03
- rückwärtsgerichteter Autositz
- 5-Punkt-Gurt mit Polsterung
- Kopfstütze höhenverstellbar
- zusätzliche Polsterung für Sitz, Rücken und Kopfstütze
- große Sitzneigung
- Befestigungsgurte
- Seitenaufprallschutz
- Bezüge waschbar (30 °C)

Hinweis: ISOFIX Verriegelungen im Auto sind nicht notwendig!

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.



Zubehör Stabilisierung

Montagerahmen
(notwendig für das rechts aufgeführte Zubehör)
(490100-D)

Abduktionskeil
(490400-D)



Sitztiefen-Adapter
(490850-D)




sonstiges Zubehör

Stütz- und Sicherheitspolster
(490600-D)



Thoraxpelotten aus Alu in allen Richtungen verstellbar
(490800-D)



Sicherheits-Gurtschlosspolster mit Druckknöpfen
(490650-D)



Verbindungsgurt für Schultergurte
(490640-D)



Schutzmatte
(zum Schutz der Kfz-Sitze)
(490780-D)



Kopf-Fixiersystem
(490630-D)



Haltegurte
(490710-D)



Befestigungsösen, 70 mm
(490720-D)



Verankerungsösen
120 mm
(490730-D)



Verankerungsösen
160 mm
(490740-D)



Anmerkungen

Area for notes with horizontal dotted lines.