

Absender / Versandadresse:	Kom.:
Auftragsbestätigung an (Email):	
Rechnung an (Email):	

- Bestellung**
- Kostenvoranschlag**

Autokindersitz **HERO** **NXT**

Stand: 2025

HMV-Nr.: 26.11.06.0031


Grundmodell

Technische Daten:

	HERO-NXT	HERO-NXT
	MIT Polstereinlage	OHNE Polstereinlage
SITZBREITE (Becken)	21	25 cm
SITZBREITE (Knie)	28	28 cm
SITZTIEFE	25	28 cm
RÜCKENHÖHE	21 (24) - 34	27 - 35 cm
SCHEITELHÖHE	41 - 53	44 - 56 cm
BRUSTBREITE (Pelotten)	12 - 21 cm	
Gesamthöhe	66 - 73 cm (ohne Standfuß 60 cm)	
Gesamtbreite	43 cm	
Gesamttiefe	63 cm	
getestete Belastbarkeit	bis 18 kg	

Standard-Ausstattung:

- zugelassen nach ECE-R 129-00
- 5-Punkt-Gurt mit gepolsterter Prallplatte und Gurtpolstern, Höhe einstellbar
- in Sitzfläche integrierte Gurtmechanik
- mehrfache Verstellung der Kopfstütze/Rückenlehne
- mehrteiliges Innenpolster, teils entfernbar
- integrierte Sitzschrägverstellung
- Drehadapter 360° und Standfuß
- ISOFIX-Anschluß
- Bezug abnehm- und waschbar bei 30 °C



ACHTUNG: ISOFIX-Anschluss im Kfz. ist zwingend erforderlich!!!



HERO-NXT rot-schwarz
(470000-D1)



HERO-NXT grau-schwarz
(470000-D2)

