

Absender / Versandadresse:	Kom.:
	Auftragsbestätigung an (Email):
	Rechnung an (Email):

Bestellung

Kostenvoranschlag

Autokindersitz **IPAI**

Preise zuzüglich ges. MwSt.


Stand: 2024

HMV-Nr.: 26.11.06.0034

Grundmodell

Standard-Ausstattung:

- zugelassen nach ECE-R 129/03
- **5-Punkt-Gurt** mit Schulterpolstern, in der Höhe einstellbar, links/rechts getrennt voneinander zu straffen
- großes **Gurtschloss-Polster** - zusätzliche Fixierung des Beckens
- **ISOFIX** Adapter mit bequemer Ein-Hand-Tiefenverstellung (damit rückenwinkelverstellbar!!!)
- mehrfache Verstellung der Kopfstütze mit integrierter Gurtführung
- Seitenaufprallschutz SICT, pro Seite separat einstellbar
- **Thoraxpolster**, in Höhe individuell positionierbar
- abnehmbarer, atmungsaktiver Bezug (waschbar bei 30 °C)
- jedes Zubehör kann in wenigen Sekunden montiert werden, auch nachträglich!



Technische Daten:

IPAI-LGT	
SITZBREITE (Becken)	31 cm
SITZBREITE (Knie)	34 cm
SITZTIEFE	32 cm
RÜCKENHÖHE	38 - 58 cm
SCHEITELHÖHE	59 - 79 cm
Höhe Thoraxpelotten	20 - 33 cm
Abstand Thoraxpelotten	14 - 28 cm
Rückenwinkel	85° - 120°
Gesamthöhe	67 - 85 cm
Gesamtbreite	48 cm
Gesamttiefe	39 cm
Gewicht	7,0 kg
getestete Belastbarkeit	36 kg

IPAI-LGT
schwarz
(460000-D)


Zubehör Stabilisierung

Basisplatte
(notwendig für das rechts aufgeführte Zubehör)
(460200-D)

Abduktionskeil
(460400-D)



Sitztiefen-Adapter
(460850-D)



sonstiges Zubehör

Schutzmatte
(zum Schutz der Kfz-Sitze)
(460780-D)



Kopf-Fixiersystem
(460630-D)



Verbindungsgurt für
Schultergurte
(460640-D)



Stütz- und
Sicherheitspolster
(460600-D)



Fußbank

(460450-D)




hochklappbar*
(460452-D)



*460450-D notwendig!

Abstützbügel*
zum Fahrzeugboden
(460453-D)



*460450-D notwendig!

Sitz-Schräglage (10°)

(460100-D)



Anmerkungen

.....

.....

.....

.....

.....