

<b>Absender / Versandadresse:</b>	<b>Kom.:</b>
	<div style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">Auftragsbestätigung an (Email):</div> <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">Rechnung an (Email):</div>

- Bestellung**
- Kostenvoranschlag**

# Autokindersitz **IPAI**

Preise zuzüglich ges. MwSt.

Stand: 2025

HMV-Nr.: 26.11.06.0034

## Grundmodell

### Standard-Ausstattung:

- zugelassen nach ECE-R 129/03
- **5-Punkt-Gurt** mit Schulterpolstern, in der Höhe einstellbar, links/rechts getrennt voneinander zu straffen
- großes **Gurtschloss-Polster** - zusätzliche Fixierung des Beckens
- **ISOFIX** Adapter mit bequemer Ein-Hand-Tiefenverstellung (damit rückenwinkelverstellbar!!!)
- mehrfache Verstellung der Kopfstütze mit integrierter Gurtführung
- Seitenaufprallschutz SICT, pro Seite separat einstellbar
- **Thoraxpolster**, in Höhe individuell positionierbar
- abnehmbare, atmungsaktive Bezug (waschbar bei 30 °C)
- jedes Zubehör kann in wenigen Sekunden montiert werden, auch nachträglich!



- IPAI-LGT schwarz**  
 (460000-D)

### Technische Daten:

	IPAI-LGT
SITZBREITE (Becken)	31 cm
SITZBREITE (Knie)	34 cm
SITZTIEFE	32 cm
RÜCKENHÖHE	38 - 58 cm
SCHEITELHÖHE	59 - 79 cm
Höhe Thoraxpelotten	20 - 33 cm
Abstand Thoraxpelotten	14 - 28 cm
Rückenwinkel	85° - 120°
Gesamthöhe	67 - 85 cm
Gesamtbreite	48 cm
Gesamttiefe	39 cm
Gewicht	7,0 kg
getestete Belastbarkeit	36 kg

**Zubehör, das die Basisplatte erforderlich macht**

**Basisplatte**

Notwendig für das folgend aufgeführte Zubehör  
(460200-D)

**Abduktionskeil**  
(460400-D)



**Sitztiefen-Adapter**  
(460850-D)



**Fußbank**  
 (460450-D)




**hochklappbar\***  
(460452-D)



\*460450-D notwendig!

**Abstützbügel\***  
zum Fahrzeugboden  
(460453-D)



\*460450-D notwendig!

**sonstiges Zubehör**

**Schutzmatte**  
(zum Schutz der Kfz-Sitze)  
(460780-D)



**Kopf-Fixiersystem**  
(460630-D)



**Verbindungsgurt für**  
Schultergurte  
(460640-D)



**Stütz- und**  
Sicherheitspolster  
(460600-D)



**Sitz-Schräglage (10°)**  
(460100-D)



**Anmerkungen**

.....

.....

.....

.....

.....