

<b>Absender / Versandadresse:</b>	<b>Kom.:</b>				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: black; color: white; padding: 2px;"><b>Auftragsbestätigung an (Email):</b></td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: black; color: white; padding: 2px;"><b>Rechnung an (Email):</b></td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> </tr> </table>	<b>Auftragsbestätigung an (Email):</b>		<b>Rechnung an (Email):</b>	
<b>Auftragsbestätigung an (Email):</b>					
<b>Rechnung an (Email):</b>					

**Bestellung**

**Kostenvoranschlag**

# Autokindersitz **IPAI** **MAX**

Preise zuzüglich ges. MwSt.

Stand: 2025

HMV-Nr.: 26.11.06.0024

## Grundmodell

### Technische Daten:

	IPAI-MAX OHNE	IPAI-MAX MIT
	Polsterinlet	Polsterinlet
SITZBREITE (Becken)	32 cm	26 cm
SITZBREITE (Knie)	38 cm	38 cm
SITZTIEFE	33 cm	30 cm
RÜCKENHÖHE	41 - 56 cm	38 - 53 cm
SCHWELHÖHE	59 - 76 cm	56 - 73 cm
Höhe Thoraxpelotten	24 - 36 cm	21 - 33 cm
Abstand Thoraxpelotten	15 - 22 cm	
Rückenwinkel	80° - 120°	
Gesamthöhe	71 - 88 cm	
Gesamtbreite	44 cm	
Gesamtiefe	44 cm	
Gewicht	ab 8,0 kg	

### Standard-Ausstattung:

- crashgetestet nach ECE-R129/03
- 5-Punkt-Gurt mit gepolsterter Prallplatte und Gurtpolstern, Höhe einstellbar
- stabile, breite Grundplatte aus Aluminium mit integrierter Mechanik für die stufenlos winkelverstellbare Rückenlehne (arretierbar)
- mehrfache Verstellung der Kopfstütze mit integrierter Gurtführung
- Zusatzpolsterung (20 mm) für Rücken und Kopfstütze
- ISOFIX-Adapter oder Klemmbügel standardmäßig in Basisaufnahme integriert

**IPAI-MAX**  
**rot-schwarz**  
 (450000-D1)



**IPAI-MAX**  
**grau-schwarz**  
 (450000-D2)



**Zubehör, das die Basisaufnahme erforderlich macht**


**Basisaufnahme**

Einmalig notwendig für das unten aufgeführte Zubehör;  
inkl. Klemmbügel oder ISOFIX



ISOFIX

(450000-BDI)



(450000-BDK)



**Sitz-Dreh-Adapter**

(450200-D)

Beifahrerseite  
(standard)

Fahrerseite



Sitz-Schrägverstellung  
(5° - 20°)  
(450100-D)



**Umrüst-Set**

von ISOFIX-Adapter  
auf Klemmbügel  
(450020-D)

von Klemmbügel  
auf ISOFIX-Adapter  
(450030-D)

**Fußbank**

(450450-D)




hochklappbar\*  
(450452-D)



\*450450-D notwendig!


Abstützbügel\*  
zum Fahrzeugboden  
(450453-D)



\*450450-D notwendig!

**Fuß-Stützrolle**

(450455-D)



**sonstiges Zubehör**

**Schutzmatte**

(zum Schutz der Kfz-Sitze und / oder Beifahrersitz)

(450780-D)



**Sicherheits-Gurtschlosspolster**

mit Druckknöpfen  
(450650-D)



mit Magnetverschluss  
(450655-D)



**Polster-Inlet**

<input type="checkbox"/> Rückenpolster (450700-D)	<input type="checkbox"/> Sitzpolster (450720-D)	<input type="checkbox"/> Kopfpolster, Paar (450740-D)	<input type="checkbox"/> Hinterkopf- polster (450750-D)	<input type="checkbox"/> Oberkörper- führungspolster, Paar (450710-D)	<input type="checkbox"/> Becken- führungspolster, Paar (450730-D)
ST verringert sich um 3 cm	RH verringert sich um 3 cm	Kopfstütze wird um 5 cm enger	Kopf kommt 2 cm weiter vor	RB wird um 6 cm schmaler	SB wird um 6 cm schmaler

**Zubehör Stabilisierung**

<input type="checkbox"/> Abduktionskeil (450400-D)	<input type="checkbox"/> Kopf-Fixiersystem (450630-D)	<input type="checkbox"/> Stütz- und Sicherheitspolster (450600-D)	<input type="checkbox"/> Thoraxpelotten, Paar, höhen-, breiten-, tiefenverst. (450800-D)
<input type="checkbox"/> Sitztiefen-Adapter (450850-D)	<input type="checkbox"/> laterale Führung Sitz (450810-D)	<input type="checkbox"/> Verbindungsgurt für Schultergurte (450640-D)	

**Anmerkungen**

.....

.....

.....

.....