

Absender / Versandadresse:	Kom.:
	<input type="checkbox"/> Auftragsbestätigung an (Email):
	<input type="checkbox"/> Rechnung an (Email):

Bestellung

Kostenvoranschlag

Autokindersitz **IPAI** **MINI**

Preise zuzüglich ges. MwSt.

Stand: 2025

HMV-Nr.: 26.11.06.0024

Grundmodell

Technische Daten:

	IPAI-MINI
SITZBREITE (Becken)	25 cm
SITZBREITE (Knie)	31 cm
SITZTIEFE	26 cm
RÜCKENHÖHE	30 - 43 cm
SCHEITELHÖHE	52 - 65 cm
Höhe Thoraxpelotten	17 - 31 cm
Abstand Thoraxpelotten	14 - 23 cm
Rückenwinkel	90° - 120°
Gesamthöhe	66 - 89 cm
Gesamtbreite	44 cm
Gesamtiefe	44 cm
Gewicht	ab 8 kg

Standard-Ausstattung:

- crashgetestet nach ECE-R129/03
- 5-Punkt-Gurt mit gepolsterter Prallplatte und Gurtpolstern, Höhe einstellbar
- stabile, breite Grundplatte aus Aluminium mit integrierter Mechanik für die stufenlos winkelverstellbare Rückenlehne (arretierbar)
- mehrfache Verstellung der Kopfstütze mit integrierter Gurtführung
- Zusatzpolsterung (20 mm) für Rücken und Kopfstütze
- ISOFIX-Adapter oder Klemmbügel standardmäßig in Basisaufnahme integriert



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

IPAI-MINI rot-schwarz
 (480000-D1)



IPAI-MINI grau-schwarz
 (480000-D2)



Zubehör, das die Basisaufnahme erforderlich macht


Basisaufnahme

Einmalig notwendig für das unten aufgeführte Zubehör;
inkl. Klemmbügel oder ISOFIX-Adapter!



ISOFIX

(480000-BDI)



(480000-BDK)

Sitz-Dreh-Adapter

(480200-D)

Beifahrerseite
(standard)

Fahrerseite



Sitz-Schrägverstellung
(5° - 20°)
(480100-D)



Umrüst-Set

von ISOFIX-Adapter
auf Klemmbügel
(480020-D)

von Klemmbügel
auf ISOFIX-Adapter
(480030-D)

Fußbank

(480450-D)




hochklappbar*
(480452-D)



*480450-D notwendig!


Abstützbügel*
zum Fahrzeugboden
(480453-D)



*480450-D notwendig!

Fuß-Stützrolle

(480455-D)



sonstiges Zubehör

Schutzmatte

(zum Schutz der Kfz-Sitze und / oder Beifahrersitz)

(480780-D)



Sicherheits-Gurtschlosspolster

Abdeckung m. Druckknöpfen
(480650-D)



mit HERNIK Security Key*
(480655-D)



*inkl. Gurtschneidemesser



Zubehör Stabilisierung

Abduktionskeil
(480400-D)




Kopf-Fixiersystem
(480630-D)



Stütz- und Sicherheitspolster
(480600-D)



Thoraxpelotten, Paar,
höhen-, breiten-, tiefenverst.
(480800-D)



Sitztiefen-Adapter
(480850-D)



laterale Führung Sitz
(480810-D)



Verbindungsgurt für
Schultergurte
(480640-D)



Anmerkungen

A large rectangular area containing horizontal dotted lines for writing notes.