

<b>Absender / Versandadresse:</b>	<b>Kom.:</b>
	<input type="checkbox"/> <b>Auftragsbestätigung an (Email):</b>
	<input type="checkbox"/> <b>Rechnung an (Email):</b>

**Bestellung**

**Kostenvoranschlag**

# Autokindersitz **IPAI** **MINI**

Preise zuzüglich ges. MwSt.

Stand: 2025

HMV-Nr.: 26.11.06.0029

## Grundmodell

### Technische Daten:

	IPAI-MINI
SITZBREITE (Becken)	25 cm
SITZBREITE (Knie)	31 cm
SITZTIEFE	26 cm
RÜCKENHÖHE	30 - 43 cm
SCHEITELHÖHE	52 - 65 cm
Höhe Thoraxpelotten	17 - 31 cm
Abstand Thoraxpelotten	14 - 23 cm
Rückenwinkel	90° - 120°
Gesamthöhe	66 - 89 cm
Gesamtbreite	44 cm
Gesamttiefe	44 cm
Gewicht	ab 8 kg

### Standard-Ausstattung:

- crashgetestet nach ECE-R44/04
- 5-Punkt-Gurt mit gepolsterter Prallplatte und Gurtpolstern, Höhe einstellbar
- stabile, breite Grundplatte aus Aluminium mit integrierter Mechanik für die stufenlos winkelverstellbare Rückenlehne (arretierbar)
- mehrfache Verstellung der Kopfstütze mit integrierter Gurtführung
- Zusatzpolsterung (20 mm) für Rücken und Kopfstütze
- ISOFIX-Adapter oder Klemmbügel standardmäßig in Basisaufnahme integriert



**IPAI-MINI**  
**rot-schwarz**  
(480000-D1)



**IPAI-MINI**  
**grau-schwarz**  
(480000-D2)



**Zubehör, das die Basisaufnahme erforderlich macht**


**Basisaufnahme**

Einmalig notwendig für das unten aufgeführte Zubehör;  
inkl. Klemmbügel oder ISOFIX-Adapter!



ISOFIX

(480000-BDI)



(480000-BDK)

**Sitz-Dreh-Adapter**

(480200-D)

Beifahrerseite  
(standard)

Fahrerseite



Sitz-Schrägverstellung  
(5° - 20°)  
(480100-D)



**Umrüst-Set**

von ISOFIX-Adapter  
auf Klemmbügel  
(480020-D)


von Klemmbügel  
auf ISOFIX-Adapter  
(480030-D)

**Fußbank**

(480450-D)




hochklappbar\*  
(480452-D)



\*480450-D notwendig!


Abstützbügel\*  
zum Fahrzeugboden  
(480453-D)



\*480450-D notwendig!

**Fuß-Stützrolle**

(480455-D)



**sonstiges Zubehör**

**Schutzmatte**

(zum Schutz der Kfz-Sitze und / oder Beifahrersitz)

(480780-D)



**Sicherheits-Gurtschlosspolster**

mit Druckknöpfen  
(480650-D)



mit Magnetverschluss  
(480655-D)



